Die Varianten -Niedrige Form

Dickwandige Becher aus DURAN® Borosilikatglas



- Hohe Stoßfestigkeit
- Graduiert

Art. Nr.	Volumen	Maße Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
092109	100 ml	52 x 85	10	AA -
091201	150 ml	54 x 93	10	AA -
092190	250 ml	70 x 94	10	AA -
091200	500 ml	89 x 124	10	AA -
092089	1 l	105 x 160	10	AA -
092191	2 l	135 x 195	10	AA -
092090	3 l	157 x 205	4	AA -
092192	5 l	182 x 256	1	AA -
092193*	10 l	225 x 340	1	AA -
092194*	15 l	260 x 390	1	AA -
092195*	20 l	285 x 430	1	AA -

* Nicht graduiert

Becher DURAN® Super Duty



- DURAN Borosilikatglas Typ 1
- Dicke Wände
- Verstärkter Rand und Ausguss
- Mit weißen Graduierungen und Markierungsfläche
- Auf der Flasche aufgedruckter Rückverfolgbarkeitscode zum Drucken von Chargenzertifikaten

Becher mit niedriger Form

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
091963	150	60 x 80	10	AA -
091964	250	70 x 95	10	AA -
091965	400	80 x 110	10	AA -
091966	600	90 x 125	10	AA -
091967	1000	105 x 145	10	AA -
091968	2000	132 x 185	10	AA -
091969	5000	170 x 270	1	AA -

Messbecher niedrige Form Pyrex® für intensiven Gebrauch



- Die gleichmäßige Wandstärke sowie die verstärkten, aufgeweiteten Kanten erhöhen die Stoßfestigkeit
- Die flache Basis ermöglicht eine optimale Magnetrührung
- Eine doppelte Graduierungen und eine große Markierungsfläche erleichtern das Ablesen von Volumen und die Identifizierung von Produkten
- Code für die Rückverfolgbarkeit

Art. Nr.	Volumen (ml)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
211643	150	57	89	12	AA -
211647	250	68	90	12	AA -
211652	400	77	110	12	AA -
211654	600	90	124	6	AA -
211660	1000	109	156	6	AA -
211665	2000	131	177	4	AA -
002040	3000	170	230	1	AA -
211672	4000	160	250	1	AA -
002041	5000	180	300	1	AA -

Die Varianten - Hohe Form

Becher DURAN® Super Duty



- DURAN Borosilikatglas Typ 1
- Dicke Wände
- Verstärkter Rand und Ausguss
- Mit weißen Graduierungen und Markierungsfläche
- Auf der Flasche aufgedruckter Rückverfolgbarkeitscode zum Drucken von Chargenzertifikaten

Becher mit hoher Form

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
084471	150	54 x 95	10	AA -
084472	250	60 x 120	10	AA -
084473	600	80 x 150	10	AA -

Becher aus Borosilikatglas für den intensiven Gebrauch



- Aus Borosilikatglas
- Dicke Wände
- Verstärkter Rand und Ausguss
- Mit weißen Graduierungen und Markierungsfläche
- Auf der Flasche aufgedruckter Rückverfolgbarkeitscode zum Drucken von Chargenzertifikaten

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
761784	150	54	95	10	AA -
761785	250	60	120	10	AA -
761786	600	80	150	10	AA -



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Verfahren für die Verarbeitung von Laborglas zu erreichen.