Ohne Verschluss

Klasse A- Hohe Form

Reagenzgläser Klasse A, blaue Graduierung

- Aus Borosilikatglas
- Sechskantfuß
- Zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 4788
- Mit Identifikationsmarkierung



Vol. (ml)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
5	2	360011	AA -
10	2	360012	AA -
25	2	360013	AA -
50	2	360014	AA -
100	2	360015	AA -
250	2	360016	AA -
500	1	360017	AA -
1000	1	360018	AA -
2000	1	360019	AA -

Klasse-A-Reagenzgläser aus Pyrex®-Glas UKAS


- Aus Pyrex® Borosilikatglas für optimale chemische Beständigkeit
- Zertifiziert nach der Norm ISO 4788
- Kalibriert gemäß den von der USP zugelassenen Toleranzen
- Individuelle, lasergravierte Seriennummer auf jedem Reagenzglas
- Graduierungen aus weißem Email
- Geliefert mit UKAS-Zertifikat



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Graduierungen (ml)	Toleranz +/- (ml)	Ungefähre H. (mm)	CHF
233163	5	0,1	0,05	115	AA -
233164	10	0,2	0,1	140	AA -
233165	25	0,5	0,25	170	AA -
233166	50	1	0,5	200	AA -
233167	100	1	0,5	260	AA -
233168	250	2	1	335	AA -
233169	500	5	2,5	365	AA -
233170	1000	10	5	465	AA -
233171	2000	20	10	505	AA -

Hirschmann Klasse A graduierte Reagenzgläser

- Zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 4788
- Konformitätsbescheinigung mit datierter Chargennummer
- Blaue Graduierung, ringförmige Hauptunterteilung
- Streifen aus getöntem Glas



Volumen (ml)	Unterteilung (ml)	Toleranz (+/- ml)	Höhe (mm)	VE	Blaue Graduierung + Schellbach-Streifen: Art. Nr.	Blaue Graduierung + Schellbach-Streifen: CHF/ VE	Blaue Graduierung einzeln: Art. Nr.	Blaue Graduierung einzeln: CHF/ VE	Mit Kunststofffuß, blaue Graduierung: Art. Nr.	Mit Kunststofffuß, blaue Graduierung: CHF/ VE
5	0,1	0,1	115	2	501133	AA -	501151	AA -	-	-
10	0,2	0,1	140	2	501134	AA -	090547	AA -	501155	AA -
25	0,5	0,3	170	2	501135	AA -	090548	AA -	501156	AA -
50	1 ,0	0,5	200	2	501136	AA -	090549	AA -	501157	AA -
100	1	0,5	260	2	501137	AA -	501152	AA -	501158	AA -
250	2	1	335	2	501138	AA -	090542	AA -	501159	AA -
500	5	2,5	390	2	501139	AA -	501153	AA -	501160	AA -
1000	10	5	470	1	501140	AA -	090550	AA -	501161	AA -
2000	20	10	570	1	501141	AA -	501154	AA -	-	-

Klasse B - Niedrige Form

Graduierte Reagenzgläser Super Duty

- Niedrige Form
- Klasse B
- Graduiert
- Höhere Festigkeit durch verstärkten Rand
- Lange Lebensdauer



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
096027	100	39	168	2	AA -
096028	250	54	205	2	AA -
096029	500	66	253	2	AA -
096030	1000	85	290	2	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com