Hirschmann graduierte Reagenzgläser niedrige Form



- DURAN®-Glas, Klasse B
- DIN ISO 4788
- Braune Graduierungen
- Strich-Unterteilungen

Art. Nr.	Kapazität (ml)	VE	CHF/ VE
501082	10	2	AA -
501083	25	2	AA -
501084	50	2	AA -
501085	100	2	AA -
501086	250	2	AA -
501087	500	2	AA -
501088	100	1	AA -
501089	2000	1	AA -

Pyrex® Schnabel Reagenzgläser für den intensiven Gebrauch



- Aus Pyrex® Borosilikatglas, Klasse B
- Schwerer, perfekt ebener Sechskantfuß: hervorragende Stabilität
- Tropfsicherer Ausguss
- Unauslöschliche blau emaillierte Graduierungen

DWK LIFE SCIENCES

Volumen (ml)	VE	Höhe (mm)	Art. Nr.	CHF/ VE
10	2	75	703720	AA -
25	2	107	703728	AA -
50	2	140	703733	AA -
100	2	147	703740	AA -
250	2	212	703747	AA -
500	2	236	703754	AA -
1000	2	293	703760	AA -
2000	1	-	-	-



Reagenzgläser aus Borosilikatglas

- Klasse A
- Blaue Graduierung
- Mit Chargenzertifizierung

Volumen (ml)	10	25	50	100	250	500	1000	2000
Art. Nr.	068907	068908	068909	068910	068911	068912	068913	068914
VE	1	1	1	1	1	1	1	1
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Klasse B - Hohe Form



SLS Select Reagenzgläser, Klasse B

NEU

- Hergestellt aus hochwertigem Borosilikatglas
- Klasse B
- Mit weißer Graduierung
- Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit
- Robuster Sechskantfuß

Art. Nr.	Volumen (ml)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
257073	10	135	2	AA -
257074	25	160	2	AA -
257075	50	195	2	AA -
257076	100	250	2	AA -
257077	250	300	2	AA -
257078	500	350	2	AA -
257079	1000	430	1	AA -

Graduierte Reagenzgläser aus Borosilikatglas Klasse B



- Aus Borosilikatglas
- Zertifiziert nach der Norm ISO 4788
- Graduierungen aus blauem Email
- Robuster Sechskantfuß

DWK LIFE SCIENCES

Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
090488	10	2	AA -
090489	25	2	AA -
090182	50	2	AA -
090183	100	2	AA -
090184	250	2	AA -
090185	500	2	AA -
090186	1000	1	AA -
090187	2000	1	AA -

Reagenzgläser Klasse B mit blauer Graduierung Hirschmann



- Zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 4788
- Unterteilungsstriche
- Blaue Graduierungen
- Borosilikatglas

Art. Nr.	Vol. (ml)	Unterteilung (ml)	Toleranz (+/- ml)	H. (mm)	VE	CHF/ VE
501142	5	0,1	0,075	115	2	AA -
501143	10	0,2	0,15	140	2	AA -
501144	25	0,5	0,375	170	2	AA -
501145	50	1	0,75	200	2	AA -
501146	100	1	0,75	260	2	AA -
501147	250	2	1,5	335	2	AA -
501148	500	5	3,75	390	2	AA -
501149	1000	10	7,5	470	1	AA -
501150	2000	20	15	570	1	AA -