Reagenzgläser Klasse B mit weißer Graduierung


- Zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 4788
- Sechskantfuß
- Borosilikatglas



Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø (mm)	Höhe (mm)	CHF/ VE
140708	5	12,9	115	7,70 -
140709	10	15,5	135	7,55 -
140711	15	12	170	10,40 -
140712	25	21,3	160	8,05 -
140713	30	20	210	9,90 -
140714	50	26	195	9,05 -
140716	60	25	210	11,90 -
140717	100	31,3	240	10,50 -
140718	125	30	265	17,90 -
140719	250	41	320	19,50 -
140721	500	53,2	380	26,40 -
140722	1000	67	465	50,65 -
140723	2000	83,5	565	63,35 -

Pyrex® Schnabel Reagenzgläser für den intensiven Gebrauch

- Aus Pyrex® Borosilikatglas, Klasse B
- Schwerer, perfekt ebener Sechskantfuß: hervorragende Stabilität
- Tropfsicherer Ausguss
- Unauslöschliche blau emaillierte Graduierungen



Volumen (ml)	VE	Höhe (mm)	Art. Nr.	CHF/ VE
10	2	-	-	-
25	2	-	-	-
50	2	200	703933	110,75 -
100	2	260	703940	123,80 -
250	2	335	703947	199,35 -
500	2	390	703954	266,10 -
1000	2	470	703960	388,80 -
2000	1	570	703965	295,85 -

Mit Stopfen

Klasse A- Hohe Form

Reagenzgläser Klasse A, blaue Graduierung

- Aus Borosilikatglas
- Sechskantfuß
- Zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 4788
- Mit Identifikationsmarkierung



Vol. (ml)	VE	Art. Nr.	Grad. (ml)	Teilungen (ml)	H. (mm)	CHF/ VE
5	2	-	-	-	-	-
10	2	501114	0,2	0,1	160	81,35 -
25	2	501115	0,5	0,25	193	107,80 -
50	2	501116	1	0,5	226	122,50 -
100	2	501117	1	0,5	290	140,05 -
250	2	501118	2	1	367	196,25 -
500	2	501119	5	2,5	425	285,10 -
1000	1	501120	10	5	510	249,15 -
2000	1	501121	20	10	610	406,75 -

Messzylinder mit DIN-Normhals

- Aus Borosilikatglas mit DIN-genormtem Hals
- Zertifiziert nach der Norm ISO 4788
- Weiße Email-Graduierung für Klasse-A-Reagenzgläser, blau für Klasse-B-Reagenzgläser
- Geliefert mit DIN-Kappe aus Polyethylen
- Zertifizierte Klasse-A-Version einzeln an 5 Punkten getestet und auf Klasse-A-Toleranzen kalibriert
- Robuster Sechskantfuß



			Klasse A		Zertifizierte Klasse A	
Vol. (ml)	Schliff DIN	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
10	10/19	2	251583	100,65 -	251591	272 -
25	14/23	2	251584	84,10 -	251592	353,90 -
50	19/26	2	251585	118 -	251593	293,90 -
100	24/29	2	251586	135,10 -	251594	270,10 -
250	29/32	2	251587	186,70 -	251595	415,65 -
500	34/35	2	251588	272,90 -	251596	472,45 -
1000	45/40	2	251589	241,25 -	251597	547,05 -
2000	45/40	1	251590	355,50 -	251598	426,95 -

Klasse B- Hohe Form

Messzylinder mit DIN-Normhals


- Aus Borosilikatglas mit DIN-genormtem Hals
- Zertifiziert nach der Norm ISO 4788
- Weiße Email-Graduierung für Klasse-A-Reagenzgläser, blau für Klasse-B-Reagenzgläser
- Geliefert mit DIN-Kappe aus Polyethylen
- Zertifizierte Klasse-A-Version einzeln an 5 Punkten getestet und auf Klasse-A-Toleranzen kalibriert
- Robuster Sechskantfuß



			Klasse B	
Vol. (ml)	Schliff DIN	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
10	10/19	2	-	-
25	14/23	2	-	-
50	19/26	2	090192	134,30 -
100	24/29	2	090193	100,05 -
250	29/32	2	090194	126,30 -
500	34/35	2	090195	196,95 -
1000	45/40	2	090196	332,85 -
2000	45/40	1	090197	241,50 -

Messzylinder aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss

- Sechskantige Basis
- DIN-Klasse B
- Aus Borosilikatglas
- Schraubverschluss GL



Art. Nr.	Hals mit Gewinde GL	Volumen (ml)	CHF
046475B	14	10	26,25 -
046476B	18	25	AA -
046477	25	50	30,35 -
046478	32	100	32,60 -
046479	45	250	52,50 -
046480	45	500	81,55 -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com