Die Klassiker

Ohne Verschluss - Breiter Hals

Erlenmeyer aus Borosilikatglas DURAN® Weithals mit Graduierungen



Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø Basis (mm)	ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
090957	25	43	31	70	10	AA -
090958	50	51	34	85	10	AA -
090959	100	64	34	105	10	AA -
090960	200	79	50	131	10	AA -
090961	250	85	50	140	10	AA -
090962	300	87	50	156	10	AA -
090963	500	105	50	175	10	AA -
090964	1000	131	50	220	10	AA -
090965	2000	153	72	276	10	AA -
090966*	3 000	190	106	285	1	AA -
090967*	5 000	220	108	322	1	AA -
090968*	10 000	285	147	420	1	AA -

* Konische Flasche ohne Graduierung (siehe Foto rechts)
Zertifikat und Chargenverfolgung: Mithilfe des speziellen achtstelligen Codes auf der Flasche besteht die Möglichkeit, ein Zertifikat direkt über das Internet zu beziehen.

Erlenmeyer aus Pyrex® Borosilikatglas



Unverschlossene Erlenmeyerkolben mit weitem Hals - Mit Rückverfolgbarkeitscode

Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
090682	50	48 x 84	30	34	1	AA -
090683	100	64 x 105	30	34	1	AA -
090684	250	85 x 140	46	50	1	AA -
090685	500	105 x 175	46	50	1	AA -
090686	1000	131 x 220	46	50	1	AA -
211925*	2000	153 x 275	66	-	10	AA -

Erlenmeyer-Glas Weithals



- Brorsilikatglas 3.3
- ISO 1773
- Mit Graduierung

Vol. (ml)	VE	Art. Nr.	Ø Hals (mm)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	CHF/ VE
25	10	511405*	31	41	69	AA -
50	10	068969B	35	51	85	AA -
100	10	068970B	35	64	105	AA -
200	10	511406*	50	79	131	AA -
250	10	068971B	50	85	140	AA -
300	10	511407*	50	87	156	AA -
500	10	068972B	50	105	175	AA -
1000	10	068973B	50	131	220	AA -
2000	10	958559B	69	166	280	AA -

* Nicht in ISO enthalten

Ohne Verschluss - Enger Hals

Erlenmeyerkolben mit engem Hals SLS Select



- Hergestellt aus hochwertigem Borosilikatglas
- Mit weißen Graduierungen und Beschiftungsfläche
- Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit

NEU

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
257068	50	80 x 54	24	12	AA -
257069	100	105 x 64	29	12	AA -
257070	250	145 x 85	31	6	AA -
257071	500	184 x 103	36	6	AA -
257072	1000	131 x 214	42	6	AA -

Pyrex® Erlenmeyer für den intensiven Gebrauch



- Hohe Stoßfestigkeit durch gleichmäßige Wand- und Bodenstärke sowie einen wulstverstärkten Hals
- Unauslöschliche, weiß emaillierte Graduierungen
- Perfekt flache Basis optimiert das Rühren

Art. Nr.	Volumen (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
Erlenmeyerkolben mit Graduierung, enger Hals, für intensiven Gebrauch							
231920	10	31	17	12	50	12	AA -
231928	25	41	21	14	65	12	AA -
231933	50	51	22	15	78	12	AA -
231942	125	67	28	24	114	12	AA -
231947	250	82	32	28	132	12	AA -
231954	500	101	37	32	176	6	AA -
231960	1000	129	47	40	216	6	AA -
231965	2000	160	50	43	268	1	AA -
231972	4000	206	57	43	356	1	AA -
231975	6000	235	67	43	410	1	AA -
Erlenmeyerkolben mit Graduierung, weiter Hals, für den intensiven Gebrauch							
232442	125	66	32	28	108	12	AA -
232447	250	81	39	36	134	12	AA -
232454	500	97	47	42	170	6	AA -
232460	1000	122	52	49	219	6	AA -
232465	2000	156	68	62	279	1	AA -