Erlenmeyerkolben mit engem Hals DURAN®

Art. Nr.	Volumen (ml)	Außen-Ø Basis (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
083340	25	42	22	75	10	AA -
212161707*	50	51	22	90	10	AA -
083341	100	64	22	105	10	AA -
083342	125	67	28	112	10	AA -
083860**	150	74	28	118	10	AA -
083343**	200	79	34	131	10	AA -
090213S	250	85	34	145	1	AA -
083344**	300	87	34	156	10	AA -
090214S	500	105	34	180	1	AA -
083619	800	120	42	200	10	AA -
090215S	1000	131	42	220	1	AA -
090216S	2000	166	50	280	1	AA -
083345	3000	187	52	310	2	AA -
083346	5000	220	52	365	1	AA -

* Ohne Rückverfolgbarkeitscode / ** Nicht ISO-konform

- Mit Graduierungen
- Homogene Wanddicke
- Code für die Rückverfolgbarkeit
- Zertifiziert nach der Norm ISO 1773
- Entsprechen der USP-Pharmakopöe
- Autoklavierbar

DWK LIFE SCIENCES



Erlenmeyer aus Pyrex® Borosilikatglas

Erlenmeyerkolben Enghals
Mit Rückverfolgbarkeitscode

Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
211901	5	25 x 52	12	15	10	AA -
211902	10	30 x 60	12	15	10	AA -
211903	25	42 x 70	18	22	10	AA -
211904	50	51 x 85	18	22	10	AA -
211905	100	64 x 105	18	22	10	AA -
001236	150	74 x 118	28	-	10	AA -
211906	200	79 x 131	34	40	10	AA -
211907	250	85 x 140	30	34	10	AA -
761755	300	87 x 156	34	40	10	AA -
211908	500	105 x 180	30	34	10	AA -
211909	1000	131 x 220	36	42	10	AA -
211910	2000	166 x 280	45	50	10	AA -
211910A	2000	166 x 280	45	50	1	AA -
211911	3000	187 x 310	46	52	2	AA -
211912	5000	220 x 365	46	52	1	AA -



DWK LIFE SCIENCES

Erlenmeyerkolben aus Glas enger Hals

- Brorsilikatglas 3.3
- ISO 1773
- Mit Graduierung

Vol. (ml)	VE	Art. Nr.	Ø Hals (mm)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	CHF/ VE
25	10	068915B	22	42	75	AA -
50	10	068916B	22	51	90	AA -
100	10	068917B	22	64	105	AA -
200	10	511402*	34	79	135	AA -
250	10	068918B	34	85	145	AA -
300	10	511403*	34	87	160	AA -
500	10	068919B	34	105	180	AA -
1000	10	511404	42	131	220	AA -
2000	10	958553C	50	166	280	AA -
3000	1	958555B	50	187	310	AA -
5000	1	958552B	50	220	365	AA -

* Nicht in ISO enthalten



Mit Stopfen

Erlenmeyer mit Schraubverschluss

- Aus Borosilikatglas 3.3 DURAN® mit Volumen Graduierung und Markierungsfeld und PTFE-beschichtetem Schraubverschluss



Art. Nr.	Vol. (ml)	Hals (mm)	Außen-Ø (mm)	VE	CHF/ VE
673370B	100	25	64	10	AA -
673614	250	32	85	1	AA -
673614B	250	32	85	10	AA -
673615	500	32	105	1	AA -
673615B	500	32	105	10	AA -
673616	1000	32	131	1	AA -
673616B	1000	32	131	10	AA -

Erlenmeyer Hybex™ mit Schraubverschluss

NEU



- Aus Hybex™-Borosilikatglas
- Mit Schraubkappe GL45 und tropffreiem Überlaufring
- Autoklavierbar
- Beschriftungsbereich
- Anwendungen: Schütteln, Vorbereitung von Medien und Lagerung

Art. Nr.	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
162510	250	12	AA -
162511	500	6	AA -
162512	1000	6	AA -
162513	2000	1	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com