Erlenmeyer aus Pyrex® Borosilikatglas



Erlenmeyer mit Schraubverschluss Typ PBT

PBT-Schraubverschlüsse, autoklavierbar und trocken dampfsterilisierbar bis 180°C.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
211914	10	30 x 68	10	SVL15	10	**AA -**
211915	25	42 x 76	17	SVL22	10	**AA -**
211916	50	51 x 85	17	SVL22	10	**AA -**
211917	100	64 x 105	24	SVL30	10	**AA -**
211918	250	85 x 140	35	SVL42	10	**AA -**
211919	500	105 x 170	35	SVL42	10	**AA -**
211920	1000	131 x 215	35	SVL42	1	**AA -**
211921	2000	166 x 280	35	SVL42	5	**AA -**
211922	3000	187 x 315	35	SVL42	5	**AA -**

Die Varianten

Weiter Hals

Erlenmeyer DURAN Super Duty



- **Mit weißen Graduierungen und Markierungsfläche**
- **Auf der Flasche aufgedruckter Rückverfolgbarkeitscode zum Drucken von Chargenzertifikaten**
- **DURAN Borosilikatglas Typ 1**
- **Dicke Wände**
- **Verstärkter Rand und Ausguss**

		Weiter Hals			
Vol. (ml)	VE	Ø x Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Art. Nr.	CHF/ VE
100	10	64 x 34	105	**091978**	**AA -**
250	10	85 x 50	140	**091979**	**AA -**
500	10	105 x 50	175	**091980**	**AA -**
1000	10	131 x 50	220	**091981**	**AA -**

Enger Hals

Erlenmeyer DURAN Super Duty



- **Mit weißen Graduierungen und Markierungsfläche**
- **Auf der Flasche aufgedruckter Rückverfolgbarkeitscode zum Drucken von Chargenzertifikaten**
- **DURAN Borosilikatglas Typ 1**
- **Dicke Wände**
- **Verstärkter Rand und Ausguss**

		Enger Hals			
Vol. (ml)	VE	Ø x Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	Art. Nr.	CHF/ VE
25	10	42 x 22	75	**091970**	**AA -**
50	10	51 x 22	90	**091971**	**AA -**
100	10	64 x 22	105	**091972**	**AA -**
250	10	85 x 34	145	**091973**	**AA -**
500	10	105 x 34	180	**091974**	**AA -**
1000	10	131 x 42	220	**091975**	**AA -**
2000	10	166 x 50	280	**091976**	**AA -**
5000	1	220 x 52	365	**091977**	**AA -**

Pyrex® Erlenmeyer für den intensiven Gebrauch



Graduierte Erlenmeyerkolben mit weitem Hals, für den intensiven Gebrauch.

- **Hohe Stoßfestigkeit durch gleichmäßige Wand- und Bodenstärke sowie einen wulstverstärkten Hals**
- **Unauslöschliche, weiß emaillierte Graduierungen**
- **Perfekt flache Basis optimiert das Rühren**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
232442	125	66	32	28	108	12	**AA -**
232447	250	81	39	36	134	12	**AA -**
232454	500	97	47	42	170	6	**AA -**
232460	1000	122	52	49	219	6	**AA -**
232465	2000	156	68	62	279	1	**AA -**

Pyrex® Erlenmeyer für den intensiven Gebrauch



Erlenmeyerkolben mit Graduierung, enger Hals, für den intensiven Gebrauch.

- **Hohe Stoßfestigkeit durch gleichmäßige Wand- und Bodenstärke sowie einen wulstverstärkten Hals**
- **Unauslöschliche, weiß emaillierte Graduierungen**
- **Perfekt flache Basis optimiert das Rühren**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
231920	10	31	17	12	50	12	**AA -**
231928	25	41	21	14	65	12	**AA -**
231933	50	51	22	15	78	12	**AA -**
231942	125	67	28	24	114	12	**AA -**
231947	250	82	32	28	132	12	**AA -**
231954	500	101	37	32	176	6	**AA -**
231960	1000	129	47	40	216	6	**AA -**
231965	2000	160	50	43	268	1	**AA -**
231972	4000	206	57	43	356	1	**AA -**
231975	6000	235	67	43	410	1	**AA -**