Für Zellkulturen

Ohne Verschluss

Konische Kolben mit seitlichen Schikanen

- Aus Pyrex® Borosilikatglas
- 4 gleichmäßig verteilte Schikanen für gleichmäßiges Rühren
- Autoklavierbar



Konische Kolben mit Deflektoren, Delong-Hals

Wird ohne Kappe geliefert (kompatibel mit Aluminiumkappe 232528 oder Polypropylen-Kappe 232529).

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Höhe (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
251571	250	82	155	38	5	AA -
251572	500	101	193	38	5	AA -
251573	1000	128	122	38	2	AA -
251574	2000	166	300	38	1	AA -

Verschluss für Kulturflaschen

- Zur Verwendung mit den Kulturkolben 232522 bis 232525 und den Kulturflaschen nach Fernbach 232526 und 232527
- Zwei Arten von Verschlüssen: eloxiertes Aluminium oder Polypropylen 2 Positionen
- Autoklavierbar



Art. Nr.	Verschluss-Typ	VE	CHF/ VE
232528	Aluminium	10	AA -
232529	Polypropylen	10	AA -

TIPP

Siehe Aluminiumstöpsel auf Seite 740

Erlenmeyer mit Deflektoren

- Pyrex®-Glas
- Flache Basis und gleichmäßige Wandstärke
- Maximales Rühren dank der Höhe der 4 Deflektoren (ca. 1/3 der Gesamthöhe)



Art. Nr.	Vol. (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
761623	250	82	32	138	5	AA -
761624	500	101	36	186	5	AA -
761625	1000	129	43	222	2	AA -
761626	2000	161	49	282	1	AA -

Pyrex® Kulturkolben

- Ideal bei der Vorbereitung von Kulturen, Shakern
- Kompatibel mit den meisten Schüttelgeräten
- Langer, randloser Röhrchenhals für die Verwendung mit Stopfen
- Hergestellt aus Pyrex®-Borosilikatglas mit weiß emailliertem Siebdruck
- Kompatibel mit Aluminium- oder Polypropylenkappen Art. Nr. 232528 und 232529
- Code für die Rückverfolgbarkeit



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
232522	250	85	38	148	10	AA -
232523	500	105	38	183	5	AA -
232524	1000	131	38	229	2	AA -
232525	2000	166	38	302	1	AA -

Kulturflaschen nach Fernbach

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Hals-Typ	VE	CHF/ VE
232526	2800	Aufrechter Hals	2	AA -
232527	2800	Schraubhals	2	AA -

WEB

Kulturflaschen nach Fernbach Glas DURAN® finden Sie auf milian.com

- Verwendet bei der Vorbereitung von Kulturen
- Großes Verhältnis von Oberfläche zu Volumen
- Hergestellt aus Pyrex®-Borosilikatglas
- 3 Deflektoren, um ein optimales und gleichmäßiges Rühren zu gewährleisten
- Erhältlich in zwei Versionen:
  - langer und gerader Hals, kompatibel mit den Verschlüssen Art. Nr. 232528 und 232529
  - Schraubhals zur Verwendung mit Schraubverschluss aus Polypropylen GL45



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com