Mit Stopfen

Erlenmeyerkolben aus Glas mit Deflektoren DURAN®



Erlenmeyer mit 4 Deflektoren, um die Sauerstoffversorgung der Bakterienkulturen beim Wachstum unter Schütteln zu fördern.

- **Geliefert mit einem GL45-Stopfen aus blauem Polypropylen mit Membran und Ausgießring**
- **Autoklavierbare Flasche aus Borosilikatglas mit Rückverfolgbarkeitscode**
- **Material des Glases : DURAN® keine Wechselwirkung zwischen Glas und Produkt, autoklavierbar, hochtransparent, entspricht den USP/EP-Pharmakopöen. Mit Retrace Code (Chargenzertifikat über das Internet)**
- **Material des Verschlusses : PP (Polypropylen) mit autoklavierbarer PTFE-Membran, Temperaturbeständigkeit bis ca. 140 °C**

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Gewinde	Maße (Ø x H) (mm)	VE	CHF/ VE
092049	250	GL 45	85 x 145	4	**AA -**
092050	500	GL 45	105 x 180	4	**AA -**
092147	1000	GL 45	136 x 221	1	**AA -**

Konische Kolben mit seitlichen Schikanen



- **Aus Pyrex® Borosilikatglas**
- **4 gleichmäßig verteilte Schikanen für gleichmäßiges Rühren**
- **Autoklavierbar**

Konische Kolben mit Deflektoren und Membranschraubverschlüssen

Mit Schraubverschluss GL45 aus Polypropylen mit PTFE-Membran.

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Höhe (mm)	Gewinde (mm)	VE	CHF/ VE
251567	250	82	130	45	5	**AA -**
251568	500	101	165	45	5	**AA -**
251569	1000	129	205	45	2	**AA -**
251570	2000	166	265	45	1	**AA -**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Verfahren für die Verarbeitung von Laborglas zu erreichen.

Pyrex® konisch-zylindrische Kolben



- **Hergestellt aus Pyrex®-Borosilikatglas für eine bessere Beständigkeit gegen Temperaturschocks und chemische Korrosion**
- **Ideal für Fermentations- und Kultivierungsarbeiten**
- **Weiß emaillierte Markierung**
- **Autoklavierbar**

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Außen-Ø Körper (mm)	Außen-Ø Hals (mm)	Höhe (mm)	VE	CHF/ VE
211926	60	45	25	70	10	**AA -**
211927	125	60	30	97	10	**AA -**
211928	250	69	34	130	10	**AA -**
232521	500	90	35	154	1	**AA -**

Fernbach-Flaschen



- **Aus Borosilikatglas Typ 1**
- **Schraubkappe GL45 aus autoklavierbarem Polypropylen**
- **Dichtung aus Polyethylen**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Anzahl Baffeln	Ø x H (mm)	CHF
508308	1800	-	200 x 157	**AA -**
508309	2800	-	210 x 225	**515**,15 -
508310	1800	3 an der Seite	200 x 157	**767**,60 -
508311	2800	3 an der Seite	210 x 225	**692**,80 -
508312	1800	3 am Boden, 3 an der Seite	200 x 157	**657**,45 -
508313	2800	3 am Boden, 3 an der Seite	210 x 225	**709**,65 -



Roux Flaschen mit Schraubverschluss finden Sie auf milian.com