Kulturflasche nach Roux DURAN® -Glas



Art. Nr.	Volumen (ml)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ø Hals (mm)	CHF zu 10
080516	1200	260	122	56	32	AA -

Kulturflasche nach Roux exzentrischer konischer Hals DURAN®-Glas



Art. Nr.	Volumen (ml)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	CHF zu 10
080517	1200	275	132	56	AA -

Hirschmann Messkolben

Duran® Messkolben Klasse A

Art. Nr.	Volumen (ml)	Typ	Toleranz (+/- ml)	Höhe (+/- 5 mm)	VE	CHF/ VE
501018	5	Duran	0,025	70	2	AA -
501019	10	Duran	0,025	90	2	AA -
501020	20	Duran	0,04	110	2	AA -
501021	25	Duran	0,04	110	2	AA -
501022	50	Duran	0,06	140	2	AA -
501023	100	Duran	0,1	170	2	AA -
501024	200	Duran	0,15	210	2	AA -
501025	250	Duran	0,15	220	2	AA -
501026	500	Duran	0,25	260	2	AA -
501027	1000	Duran	0,4	300	1	AA -
501028	2000	Duran	0,6	370	1	AA -
501029	5000	Duran	1,2	470	1	AA -
501030	10000	Duran	2	570	1	AA -

- Konformitätsbescheinigung (mit datierter Chargennummer)
- Umrandung
- Blaue Graduierung
- Zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 1042



Messkolben MBL® Klasse A

Kolben mit glattem Hals ohne Stopfen (A)

Vol. (ml)	Toleranz (+/-ml)	Körper-ø x H (mm)	Innen-Ø Hals (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
5	0,025	27 x 72	9,5	5	090067	AA -
10	0,025	32 x 92	9,5	5	090068	AA -
20	0,040	37 x 107	9,5	5	090069	AA -
25	0,040	39 x 112	10,2	5	090070	AA -
50	0,060	48 x 145	11	5	090071	AA -
100	0,100	61 x 175	13	5	090072	AA -
200	0,150	76 x 215	15,4	5	090073	AA -
250	0,150	80 x 225	15,4	2	090074	AA -
500	0,250	101 x 261	18,4	2	090075	AA -
1000	0,400	127 x 305	22	2	090076	AA -
2000	0,600	161 x 375	25	1	090077	AA -
5000	1,200	215 x 475	35	1	090078	AA -

- Zertifiziert nach der Norm ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- Hals mit dickem Wulst zum Anbringen eines Gummistopfens
- Zertifizierte "H"-Marke
- Gravierter Messstrich
- Blau emaillierte Inschrift
- Gravierte Chargennummer auf jedem Messkolben



BLAUBRAND® Messkolben Klasse A

Kolben mit glattem Hals ohne Stopfen

- Gleichbleibende Qualität BLAUBRAND®
- Klasse A
- Konform zertifiziert
- DURAN®, DIN EN ISO 1042
- Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit
- Glatter Hals ohne Verschluss,

Vol. (ml)	Toleranz (+/-ml)	VE	Verschluss	Art. Nr.	CHF/ VE
10	0,04	2	10/19	090639	AA -
20	0,04	2	10/19	090640	AA -
25	0,04	2	10/19	090641	AA -
50	0,06	2	12/21	090642	AA -
100	0,1	2	14/23	090643	AA -
200	0,15	2	14/23	090644	AA -
250	0,15	2	14/23	090645	AA -
500	0,25	2	19/26	090646	AA -
1000	0,4	1	24/29	090647	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com