Mit Stopfen

Hirschmann Messkolben



Messkolben nach Kohlrausch

- **Konformitätsbescheinigung (mit datierter Chargennummer)**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Typ	Toleranz (+/- ml)	Höhe (+/- 5 mm)	VE	CHF/ VE
501069	100	Duran®	0,1	170	2	**AA -**
501070	200	Duran®	0,15	210	2	**AA -**

Messkolben Klasse A aus Pyrex®-Glas



Aus Pyrex®-Glas. Erfüllen die Normen ISO 1042 und DIN 12664.
Um die Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen, ist jedes Fläschchen mit einer Chargennummer versehen.

- **Gravierte Eichstrich für höhere Genauigkeit**
- **Geliefert mit einem Polyethylen-Verschluss**
- **Weiß emaillierte Siebdrucke**

Art. Nr.	Vol. (ml)	Toleranz (+/- ml)	CN-Schliff	VE	CHF/ VE
442716	1	0,02	7/16	5	**AA -**
442717	2	0,02	7/16	5	**AA -**
090048	5	0,02	10/19	5	**AA -**
090049	10	0,02	10/19	5	**AA -**
090050	20	0,03	10/19	5	**AA -**
090051	25	0,03	10/19	5	**AA -**
090052	50	0,05	12/21	5	**AA -**
090053	100	0,08	14/23	5	**AA -**
090054	200	0,10	14/23	5	**AA -**
090055	250	0,12	14/23	2	**AA -**
090056	500	0,15	19/26	2	**AA -**
090057	1000	0,30	24/29	2	**AA -**
090058	2000	0,50	29/32	1	**AA -**
090059	5000	1,00	34/35	1	**AA -**

Messkolben Klasse A aus Pyrex®-Glas UKAS





- **Aus klarem oder bernsteinfarbenem Pyrex® Borosilikatglas für lichtempfindliche Lösungen**
- **Entspricht den Standards ISO/IEC 17025, ISO 1042, DIN12664**
- **Kalibriert gemäß den von der USP zugelassenen Toleranzen**
- **Geliefert mit UKAS-Zertifikat**
- **Seriennummer und Herstellungsdatum in jedes Fläschchen eingraviert**
- **Beschriftungen aus weißem Email**
- **Polyethylen-Kappe**

Kapazität (ml)	Toleranz +/- (ml)	H. ca. (mm)	CN-Schliff	Farben Hell	CHF/ VE	Bernstein Farbe	CHF/ VE
5	0,02	70	10/19	**233142**	**AA -**	**233153**	**AA -**
10	0,02	90	10/19	**233143**	**AA -**	**233154**	**AA -**
20	0,03	110	10/19	**233144**	**AA -**	-	-
25	0,03	110	10/19	**233145**	**AA -**	**233155**	**AA -**
50	0,05	140	12/21	**233146**	**AA -**	**233156**	**AA -**
100	0,08	170	14/23	**233147**	**AA -**	**233157**	**AA -**
200	0,1	210	14/23	**233148**	**AA -**	**233158**	**AA -**
250	0,12	220	14/23	**233149**	**AA -**	**233159**	**AA -**
500	0,2	260	19/26	**233150**	**AA -**	**233160**	**AA -**
1000	0,3	300	24/29	**233151**	**AA -**	**233161**	**AA -**
2000	0,5	370	29/32	**233152**	**AA -**	**233162**	**AA -**

BLAUBRAND® PURprotect Messkolben



NEU

- **Aus Boro 3.3 Glas**
- **Klasse A, DE-M-Kennzeichnung**
- **DIN EN ISO 1042**
- **Mit Polypropylenkappe**
- **Mit Chargenzertifikat**
- **Kunststoffbeschichtung, die verhindert, dass Glassplitter beim Herunterfallen verstreut werden und die Flüssigkeit verloren geht**
- **Blau eingefärbte Beschichtung zur leichten Erkennung der PURprotect-Fläschchen**
- **Beständig bis 135 °C trockene Hitze**
- **Autoklavierbar bei 121 °C (wenn häufig, verringert dies den Schutz)**
- **Maximale Reinigungstemperatur 95 °C**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Genauigkeit (± ml)	Schliff	VE	CHF VE
781618*	50	0,1	14/23	2	**AA -**
781619	100	0,1	14/23	2	**AA -**
781620	200	0,15	14/23	2	**AA -**
781621	250	0,15	14/23	2	**AA -**
781912	500	0,25	19/26	2	**AA -**
674072	1000	0,4	24/29	1	**AA -**

* Weiter Hals