Hirschmann Messkolben

A - Messkolben Klasse A, Poly graduierte braune Kappe



* Weiter Hals

Art. Nr.	Volumen (ml)	Typ	Toleranz (+/- ml)	Höhe (+/- 5 mm)	VE	CHF/ VE
501031	5	NS 7/16	0,025	70	2	AA -
501032	5	NS 10/19*	0,04	70	2	AA -
501033	10	NS 7/16	0,025	90	2	AA -
501034	10	NS 10/19*	0,04	90	2	AA -
501035	20	NS 10/19	0,04	110	2	AA -
501036	20	NS 12/21	0,06	105	2	AA -
501037	25	NS 10/19	0,04	110	2	AA -
501038	25	NS 12/21*	0,06	110	2	AA -
501039	50	NS 12/21	0,06	140	2	AA -
501040	50	NS 14/23*	0,08	140	2	AA -
501041	100	NS 12/21	0,1	170	2	AA -
501042	100	NS 14/23	0,1	170	2	AA -
501043	200	NS 14/23	0,15	210	2	AA -
501044	250	NS 14/23	0,15	220	2	AA -
501045	500	NS 19/26	0,25	260	2	AA -
501046	1000	NS 29/32*	0,6	300	1	AA -
501047	1000	NS24/29	0,4	300	1	AA -
501048	2000	NS29/32	0,6	370	1	AA -
501049	5000	NS34/35	1,2	470	1	AA -
501050	10000	NS45/40	2,0	570	1	AA -

E - Messkolben Braunglas Klasse A

- Konformitätsbescheinigung (mit datierter Chargennummer)
- Mit Polypropylen- oder Glasverschluss
- Zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 1042



* Weiter Hals

				Kolben Kunststoffverschluss		Kolben Glasverschluss	
Kapazität (ml)	Typ	Toleranz (+/- ml)	Höhe (+/- 5 mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
5	NS 7/16	0,025	70	2	500988	AA -	501003	AA -
5	NS 10/19*	0,04	70	2	500989	AA -	501004	AA -
10	NS 7/16	0,025	90	2	500990	AA -	501005	AA -
10	NS 10/19*	0,04	90	2	500991	AA -	501006	AA -
20	NS 10/19	0,04	110	2	500992	AA -	501007	AA -
25	NS 10/19	0,04	110	2	500993	AA -	501008	AA -
50	NS 12/21	0,06	140	2	500994	AA -	501009	AA -
50	NS 14/23*	0,08	140	2	500995	AA -	501010	AA -
100	NS 12/21	0,1	170	2	500996	AA -	501011	AA -
100	NS 14/23	0,1	170	2	500997	AA -	501012	AA -
200	NS 14/23	0,15	210	2	500998	AA -	501013	AA -
250	NS 14/23	0,15	220	2	500999	AA -	501014	AA -
500	NS 19/26	0,25	260	2	501000	AA -	501015	AA -
1000	NS 24/29	0,4	300	1	501001	AA -	501016	AA -
2000	NS 29/32	0,6	370	1	501002	AA -	501017	AA -

F - Messkolben Klasse A, braunes Glas USP

- Aus braunem Borosilikatglas
- Verschluss aus Polypropylen



Art. Nr.	Volumen (ml)	Toleranz (+/- ml)	Höhe (+/- 5 mm)	VE	CHF/ VE
501071	5	0,02	70	2	AA -
501072	10	0,02	90	2	AA -
501073	20	0,03	110	2	AA -
501074	25	0,03	110	2	AA -
501075	50	0,05	140	2	AA -
501076	100	0,08	170	2	AA -
501077	200	0,1	210	2	AA -
501078	250	0,12	220	2	AA -
501079	500	0,15	260	2	AA -
501080	1000	0,3	300	1	AA -
501081	2000	0,5	370	1	AA -

D - Messkolben Klasse A, trapezförmiger Verschluss

- Konformitätsbescheinigung (mit datierter Chargennummer)
- Mit Polypropylen-Stopfen oder Glas Trapezform
- Zertifiziert nach der Norm DIN EN ISO 1042



* Weiter Hals

				Polypropylen-Stopfen		Glasstöpsel	
Vol. (ml)	Toleranz (+/-ml)	Toleranz (+/- ml)	Höhe (+/- 5 mm)	Art. Nr.	CHF zu 2	Art. Nr.	CHF zu 2
1	NS 7/16	0,025	60	501051	AA -	501060	AA -
2	NS 7/16	0,025	70	501052	AA -	501061	AA -
5	NS 7/16	0,025	70	501053	AA -	501062	AA -
5	NS 10/19*	0,04	70	501054	AA -	501063	AA -
10	NS 7/16	0,025	90	501055	AA -	501064	AA -
10	NS 10/19*	0,04	90	501056	AA -	501065	AA -
20	NS 10/19	0,04	110	501057	AA -	501066	AA -
25	NS 10/19	0,04	110	501058	AA -	501067	AA -
50	NS 12/21	0,06	140	501059	AA -	501068	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com