Polyethylen-Kappe

- Stopfen für Reagenzgläser oder Messkolben aus Glas oder Kunststoff
- Hergestellt aus Polyethylen
- Breiter Kopf, der einen guten Griff garantiert und die Glaswaren beim Umkippen schützt



Art. Nr.	männlich CN Schliff	VE	CHF/ VE
090198	10/19	10	AA -
761833	12/21	10	AA -
761834	14/23	10	AA -
761835	19/26	10	AA -
001882	24/29	10	AA -
761836	29/32	10	AA -
761837	34/35	10	AA -

Konische Stopfen für Kolben



- Aus Polyethylen, wasserdicht
- Entspricht den Standardnormen DIN 12242

Basis-ø (mm)	NS-Kegel	Farben	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
5,9	7/16	Violett	391498B	10	AA -	391498	50	AA -
8,1	10/19	Blau	391499B	10	AA -	391499	50	AA -
10,4	12/21	Grün	391500B	10	AA -	391500	50	AA -
12,2	14/23	Braun	391501B	10	AA -	391501	50	AA -
16,4	19/26	Gelb	391502B	10	AA -	391502	50	AA -
21,1	24/29	Rot	391503B	10	AA -	391503	50	AA -
25,8	29/32	Schwarz	391504	10	AA -	-	-	-
30,9	34/35	Weiß	391505	10	AA -	-	-	-

Trichter für Flüssigkeiten

Borosilikatglas Trichter DURAN®

DWK LIFE SCIENCES

Kurzer Schaft

Art. Nr.	Ø (mm)	Höhe (mm)	ø x H Schaft (mm)	Papierfilter (mm)	VE	CHF/ VE
080519	35	60	6 x 35	45-55	10	AA -
080520	45	80	6 x 45	55-70	10	AA -
080521	55	95	8 x 55	70-90	10	AA -
080522	70	125	8 x 70	110-125	10	AA -
080523	80	140	10 x 80	125-150	10	AA -
080524	100	180	10 x 100	150-185	10	AA -
080525	120	210	16 x 120	185-240	10	AA -
080526	150	265	16 x 150	240-270	10	AA -
080527	180	290	20 x 150	270-320	1	AA -
080528	200	325	26 x 175	320 – 385	1	AA -
080530	300	409	30 x 175	500	1	AA -





Langer Schaft

Art. Nr.	Ø (mm)	Höhe (mm)	ø x H Schaft (mm)	Filter Papier (mm)	CHF pro 10
080548	55	190	6 x 150	70-90	AA -
080549	70	200	6 x 150	110-125	AA -
080550	80	210	6 x 150	125- 150	AA -

Trichter aus Borosilikatglas Pyrex®

DWK LIFE SCIENCES

Trichter mit kurzem Schaft, Winkel von 60 °.

Art. Nr.	Durchmesser Öffnung (mm)	CHF
090160	45	AA -
090161	70	AA -
090162	80	AA -
090163	100	AA -
090164	125	AA -
090165	150	AA -
090166	200	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com