Trichter aus Borosilikatglas, 60°-Winkel



Aus 3,3-Borosilikatglas.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø (mm)	VE	CHF/ VE
068957	8	35	10	66,20 -
068958	15	45	10	53,15 -
068959	30	55	10	59 -
068960	95	75	10	76,55 -
068961	140	85	10	90,85 -
068962	190	100	10	102,45 -
068964B	750	150	6	172,40 -
068965	1900	200	6	570,55 -
068966D	2500	230	3	AA -

Trichter für Pulver

DWK LIFE SCIENCES

Borosilikatglas Pulvertrichter DURAN®



Art. Nr.	Ø (mm)	Höhe (mm)	ø x H Schaft (mm)	VE	CHF/ VE
080537	55	60	20 x 30	10	184,65 -
080538	70	72	22 x 30	10	209,55 -
080539	80	79	24 x 30	10	236,85 -
080540	100	94	26 x 30	10	273,30 -
080541	120	105	34 x 30	10	382,35 -
080542	160	140	35 x 30	1	49,55 -
080543	200	170	40 x 30	1	78,35 -

DWK LIFE SCIENCES

Pyrex® Pulvertrichter für den intensiven Gebrauch



Der breite Wulst rund um den Pavillon und die dicken Wände schützen diese Trichter vor versehentlichen Stößen und verringern das Risiko, dass sie zerbrechen.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Außen-Ø Pavillon (mm)	Außen-Ø Schaft (mm)	Schaft Länge (mm)	Gesamthöhe (mm)	CHF
251505B	65	65	15	25	83	65,60 -
251507B	110	75	17	30	94	78,20 -
251510B	250	100	20	30	120	88,05 -
251512B	400	125	25	35	132	72,30 -
251515B	900	150	30	35	157	106,10 -

