
## Mörser und Stößel aus Achat



### Mörser und Stößel

| Art. Nr. | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Tiefe (mm) | Volumen (ml) | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 140870 | 35 | 40 | 10 | 5 | AA - |
| 140871 | 82 | 100 | 25 | 70 | AA - |
| 140872 | 100 | 120 | 30 | 140 | AA - |
| 140873 | 110 | 130 | 33 | 150 | AA - |
| 140874 | 125 | 150 | 38 | 200 | AA - |
| 140875 | 128 | 160 | 39 | 275 | AA - |

## Mörser und Stößel aus Achat



| Art. Nr. | Innen-Ø (mm) | Tiefe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Inhalt (ml) | Stößel Länge (mm) | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 068543B | 50 | 14 | 26,5 | 15 | 59 | AA - |
| 068544 | 61 | 20 | 32 | 29 | 72 | AA - |
| 068545B | 63 | 23 | 38 | 30 | 83 | AA - |

## Mörser und Stößel aus Porzellan





### Mörser einzeln

| Kapazität (ml) | Innen-Ø (mm) | Innen-Höhe (mm) | Glatte Innenseite Art. Nr. | Glatte Innenseite CHF | Raue Innenseite Art. Nr. | Raue Innenseite CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 56 | 36 | 140619 | AA - | 140631 | AA - |
| 70 | 63 | 41 | 140620 | AA - | 140632 | AA - |
| 75 | 76 | 45 | 140621 | AA - | 140633 | AA - |
| 110 | 83 | 50 | 140622 | AA - | 140634 | AA - |
| 160 | 90 | 56 | 140623 | AA - | 140635 | AA - |
| 220 | 105 | 64 | 140624 | AA - | 140636 | AA - |
| 400 | 125 | 71 | 140625 | AA - | 140637 | AA - |
| 500 | 139 | 82 | 140626 | AA - | 140638 | AA - |
| 650 | 150 | 90 | 140627 | AA - | 140639 | AA - |
| 1000 | 180 | 104 | 140628 | AA - | 140640 | AA - |

### Einzelne Stößel für Porzellanmörser

| Art. Nr. | ø (mm) | Länge (mm) | Für Mörtel ø (mm) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 140643B | 23 | 115 | 70, 81 und 91 | AA - |
| 140644B | 26 | 135 | 100 und 113 | AA - |
| 140645B | 37 | 150 | 125 und 144 | AA - |
| 140646B | 44 | 170 | 163 | AA - |
| 140647 | 58 | 210 | 183 | AA - |
| 140648 | 73 | 255 | 215 | AA - |
| 140649 | 86 | 305 | 257 | AA - |

## Kryogener Mörser







### Version Kryomörser

- Wird ohne Kolben geliefert
- Maße (Ø x h ): 16,5 x 11,4 cm
- Griff zum Entfernen des Edelstahl Mörtels
- Blauer Behälter aus Polyethylen, der flüssigen Stickstoff enthält
- Saugnäpfe, die die Stabilität des Mörtels ermöglichen

### Version Mini Cryo-Mörser

- Ermöglicht das Zerkleinern kleiner gefrorener Gewebeproben, die sich in einem 1,5-ml-Mikroröhrchen befinden
- Wird mit einem Edelstahlkolben mit Polyethylen-Griff und einem Griff zum Entfernen vom Mörser geliefert

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 088763 | Kryogener Mörser | AA - |
| 088767 | Mini Cryo-Mörser | AA - |