Exsikkatoren aus Glas

- Gewindeanschluss GL32
- Mit Schraubkappe aus PBT oder Hahn mit Nadel aus PTFE
- Ohne Porzellanscheibe

DN	Innen-Ø Flansch	Außen-Ø Flansch	Höhe (mm)	Volumen (l)	mit Kappe	CHF/ VE	Mit Hahn	CHF/ VE
150	172	215	239	2,4	**096329**	**AA -**	**084616**	**AA -**
200	224	270	296	5,8	**096330**	**AA -**	**084617**	**AA -**
250	274	320	344	10,5	**096331**	**AA -**	**084618**	**AA -**
300	332	380	420	18,5	**096332**	**AA -**	**084619**	**AA -**



Exsikkatoren aus Sodakalkglas

- Transparent / Für Vakuum- und Nicht-Vakuum-Anwendungen
- Platten mit unterschiedlichen Durchmessern (150, 200, 250 oder 300 mm)
- Ohne Hahn, mit Absperrhahn oder mit Hahn mit Drehhülse

Art. Nr.	Deckel	Dichtring	Platte	Ø der Platte (mm)	CHF
360148	Hahn	Ja	Ohne Platte	150	**AA -**
360149				250	**AA -**
360151			Porzellan	250	**AA -**
360152			Metall	150	**AA -**
360153				250	**AA -**
360098		Nein	Ohne Platte	150	**AA -**
360099				200	**AA -**
360100				250	**AA -**
360101				300	**AA -**
360102			Porzellan	150	**AA -**
360103				200	**AA -**
360104				250	**AA -**
360105				300	**AA -**
360106			Metall	150	**AA -**
360107				200	**AA -**
360108				250	**AA -**
360109				300	**AA -**
360110	Schaltfläche		Ohne Platte	150	**AA -**
360111				200	**AA -**
360112				250	**AA -**
360113				300	**AA -**
360114			Porzellan	150	**AA -**
360115				200	**AA -**
360116				250	**AA -**
360117				300	**AA -**
360118			Metall	150	**AA -**
360119				200	**AA -**
360120				250	**AA -**
360121				300	**AA -**
360122	Drehventil		Ohne Platte	150	**AA -**
360123				200	**AA -**
360124				250	**AA -**
360125				300	**AA -**
360126			Porzellan	150	**AA -**
360127				200	**AA -**
360128				250	**AA -**
360129				300	**AA -**
360130			Metall	150	**AA -**
360131				200	**AA -**
360132				250	**AA -**
360133				300	**AA -**



Komponenten und Zubehör für Exsikkatoren

Art. Nr.	Bezeichnung	Ø (mm)	CHF
360081	Deckel mit Knopf	150	**AA -**
360082		200	**AA -**
360083		250	**AA -**
360084		300	**AA -**
360085	Deckel mit Drehventil	150	**AA -**
360086		200	**AA -**
360087		250	**AA -**
360088		300	**AA -**
360097	Hahn	-	**AA -**
360140	Boden des Exsikkators	150	**AA -**
360141		200	**AA -**
360142		250	**AA -**
360143		300	**AA -**
360144	Krug kompatibel mit Ring	150	**AA -**
360145	für Abdichtung	250	**AA -**
360146	Dichtring	150	**AA -**
360147		250	**AA -**
360089	Porzellanplatte	150	**AA -**
360090		200	**AA -**
360091		250	**AA -**
360092		300	**AA -**
360093	Metallplatte	150	**AA -**
360094		200	**AA -**
360095		250	**AA -**
360096		300	**AA -**

Vakuumfett

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
069600	Röhrchen mit 50g Vakuumfett	**AA -**

Hochleistungs-Vakuumfett. Tube mit 50 g.

- Verdunstet nicht
- Gegen Säuren, Alkalien und Gase beständig
- Einsetzbar von -40 °C bis +300 °C



PTFE-Bänder finden Sie auf milian.com



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com