Chromatographiekolben mit Snap-Stopfen

- Aus Borosilikatglas gemäß USP TYPE I und ASTM Typ I Klasse B
- Auch mit einem weißen Markierungsbereich aus Keramik erhältlich
- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlen
- Es ist nicht ratsam, Snap-Verschluss Kolben unter Druck zu verwenden
- 40% größere Öffnung, um das Risiko von Nadelschäden bei automatischen Probennehmern zu verringern
- Snap Caps sind separat erhältlich und machen Quetscher und Flaschenöffner überflüssig

NEU



Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Hals	Farben	Beschriftungsbereich	VE	CHF/ VE
096405	1,5	11,6 x 32	ND11	Transparent	Nein	100	AA -
096407	1,5	11,6 x 32	ND11	Transparent	Ja	100	AA -
096406	1,5	11,6 x 32	ND11	Bernstein	Nein	100	AA -
096408	1,5	11,6 x 32	ND11	Bernstein	Ja	100	AA -

Stopfen für Snap Cap Kolben ND11

Art. Nr.	Hals	Zusammensetzung	Verschluss-Typ	Dichtung	VE	CHF/ VE
096415	ND11	Aluminium	mit Septum	Silikon mit roter PTFE-Innenseite	100	AA -
096416	ND11	Aluminium	mit Septum	Silikon mit doppelter PTFE-Seite rot	100	AA -
096417	ND11	Aluminium	mit Septum	Roter Kautschuk mit farbloser FEP-Innenseite	100	AA -
096418	ND11	Aluminium	mit Septum	Roter Kautschuk mit farbloser PTFE-Innenseite	100	AA -
096419	ND11	Aluminium	mit Septum	Roter Kautschuk mit weißer PTFE-Innenseite	100	AA -
096430	ND11	PP	mit Septum	Roter Kautschuk mit farbloser PTFE-Innenseite	100	AA -
096431	ND11	PP	mit Septum	Silikon mit roter PTFE-Innenseite	100	AA -
096432	ND11	PP	mit vorgeschnittenem Septum	Silikon mit blauer PTFE-Innenseite	100	AA -
096433	ND11	PP	mit Septum	Silikon mit doppelter PTFE-Seite rot	100	AA -

Einsätze zur Volumenreduzierung für Kolben DN8, ND9 und ND11 Hals

Art. Nr.	Form	Ø x H (mm)	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
096413	Konisch	6 x 31	0,1	100	AA -
096414	Flacher Boden	6 x 31	0,2	100	AA -

Chromatographiekolben mit weitem Hals

- Aus Borosilikatglas gemäß USP TYPE I und ASTM Typ I Klasse B
- Auch mit einem weißen Markierungsbereich aus Keramik erhältlich
- Erhältlich mit rundem oder flachem Boden und mit Quetsch- oder abgeschrägtem Hals
- Kolben mit rundem Boden, die für Hochtemperaturanwendungen empfohlen werden
- Glas mit einer größeren Dicke (1,2 mm) als ein herkömmlicher Chromatographiekolben (0,9 mm)
- Standard-, Magnet- oder Stopfen mit Druckentlastungsfunktion, um den Innendruck unter 3 bar zu halten

NEU



Stopfen für ND20-Kolben

Art. Nr.	Hals	Typ der Kappe	Farben	Dichtung	VE	CHF/ VE
096420	ND20	Standard mit A-Septum	Silber	Graues Butyl mit natürlicher PTFE-Innenseite	100	AA -
096422	ND20	Standard mit A-Septum	Silber	Butyl schwarz	100	AA -
096424	ND20	Standard mit A-Septum	Silber	Blaues Silikon mit weißer PTFE-Innenseite	100	AA -
096427	ND20	Standard mit A-Septum	Silber	Graues Butyl Innenseite Natürliches PTFE (PharmaFix)	100	AA -
096421	ND20	Dekompression bei A Septum	Silber	Graues Butyl mit natürlicher PTFE-Innenseite	100	AA -
096423	ND20	Dekompression mit A septum	Silber	Butyl schwarz	100	AA -
096425	ND20	Dekompression bei A Septum	Silber	Blaues Silikon mit weißer PTFE-Innenseite	100	AA -
096426	ND20	Dekompression bei A Septum	Silber	Graues Butyl Innenseite Natürliches PTFE (PharmaFix)	100	AA -
096428	ND20	Magnetisch mit A septum	Golden	Graues Butyl Innenseite Natürliches PTFE	100	AA -
096429	ND20	Magnetisch mit A septum	Golden	Blaues Silikon mit weißer PTFE-Innenseite	100	AA -

Art. Nr.	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Hals	Form	Beschriftungs-bereich	VE	CHF/ VE
096373	5	22 x 38,5	ND20	Runder Boden, abgeschrägter Hals	Nein	100	AA -
096374	5	22 x 38	ND20	Flacher Boden, abgeschrägter Hals	Nein	100	AA -
096375	5	20 x 38	ND20	Flacher Boden, Quetschhals	Nein	100	AA -
096376	10	22,5 x 46	ND20	Runder Boden, Quetschhals	Nein	100	AA -
096377	10	22,5 x 46	ND20	Flacher Boden, langer Hals zum Crimpen	Nein	100	AA -
096378	10	20 x 54,5	ND20	Flacher Boden, Quetschhals	Nein	100	AA -
096379	20	22,75 x 75,5	ND20	Flacher Boden, langer Hals zum Crimpen	Nein	100	AA -
096380	20	22,75 x 75,5	ND20	Runder Boden, langer Hals zum Crimpen	Nein	100	AA -
096381	20	22,75 x 75,5	ND20	Runder Boden, abgeschrägter Hals	Nein	100	AA -
096382	20	22,75 x 75,5	ND20	Runder Boden, abgeschrägter Hals	Ja	100	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com