Chromatographie-Kolben mit geradem Hals

NEU





- Aus Borosilikatglas gemäß USP TYPE I und ASTM Typ I Klasse B
- Geliefert mit separat verpackten Verschlüsse aus Polyethylen

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Farben	VE	CHF/ VE
096399	1	8,1 x 40	Transparent	100	AA -
096401	2	11,6 x 31,5	Transparent	100	AA -
096403	4	14,7 x 44,5	Transparent	100	AA -
096400	1	8,1 x 40	Bernstein	100	AA -
096402	2	11,6 x 31,5	Bernstein	100	AA -
096404	4	14,7 x 44,5	Bernstein	100	AA -

Snap-Stopfen-Flaschen aus Sodakalkglas

NEU



- Aus Natronkalkglas gemäß USP Typ III
- Geliefert mit LDPE-Snap-Stopfen

Art. Nr.	Vol. (ml)	Hals	Ø x H (mm)	Farben	VE	CHF/ VE
096384	10	ND18	22 x 45	Transparent	200	AA -

Kolben für die Szintillations-Chromatographie

NEU



- Aus Borosilikatglas gemäß USP TYPE I und ASTM Typ I Klasse A
- Geliefert mit Polypropylen- oder Harnstoffstopfen
- Polypropylenstopfen, bestehend aus einer Aluminium und einer Zellstoff Scheibe, ideal für Anwendungen mit Hyrokohlenwasserstoffen, Ölen, Ketonen oder Alkoholen
- Harnstoffstopfen bestehen aus einer konischen Polyethylen-Dichtung und bieten eine hervorragende Abdichtung

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Farben	Verschluss Material	VE	CHF/ VE
096409	20	27,5 x 57,5	Transparent	PP	500	AA -
096410	20	27,5 x 57,5	Transparent	Urea	500	AA -
096411	20	27,5 x 61 (mit Verschluss)	Transparent	PP	500	AA -
096412	20	27,5 x 61 (mit Verschluss)	Transparent	Urea	500	AA -

