Chromatographie-Kolben


050509


050512


050508


050522


050516


050519


050518


050523


050524


ABC-Stopfen


ABC-Stopfen


E-Z Stöpsel


Snap-on

Crimp-Flaschen

Art. Nr.	Vol. (ml)	Farben	Für Verschlusstyp	VE	CHF/ VE
050508	1,5	Transparent	E-Z Aluminium, 11 mm	1000	AA -

E-Z Kolben

Art. Nr.	Vol. (ml)	Farben	Für Verschlusstyp	VE	CHF/ VE
050509	1,8	Transparent	E-Z Aluminium, 11 mm	1000	AA -
050512	1,8	Transparent	E-Z Aluminium +Snap-On, 11 mm	1000	AA -

Einsatz zur Volumenreduktion

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
050513	Glaseinsatz, flacher Boden für Röhrchen 050512	1000	AA -

E-Z Aluminium, ABC-Schraub- und Snap-on-Verschlüsse

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 1000
050510	E-Z Stopfen mit PTFE-Dichtung 0,002 / roter Gummiliner 0,038	AA -
050511	E-Z Stopfen mit PTFE-Dichtung 0,002 / Silikon-Liner 0,038	AA -
050514	Snap-on Naturverschluss mit Dichtung PTFE 0,002 / roter Septa-Kautschuk 0,038	AA -
050515	Snap-on Naturverschluss mit Dichtung PTFE 0,002 / Silikonsepta 0,038	AA -
050517	ABC Verschlusskappe mit Dichtung PTFE blau 0,005 / Silikon 0,035	AA -

Glasfläschchen und Verschlüsse ABC

Chromatographie-Flaschen aus klarem oder bernsteinfarbenem Borosilikatglas.
Ø x H: 12 x 32 mm. Offene Schraubkappe aus Polypropylen mit PTFE/ Silikon-Septum.

Art. Nr.	Vol. (ml)	Farben	Beschriftungsfläche	Für Verschlusstyp	VE	CHF/ VE
050516*	1,8	Transp.	Nein	ABC schraubbar, 9 mm	1000	AA -

* dieser Artikel wird ohne Verschluss verkauft.

Crimp Standardfläschchen

- Ø x H: 12 x 32 mm
- Aus Borosillikatglas Typ 1
- Zur Verwendung mit E-Z Aluminiumstöpseln 11 mm

Glasfläschchen und Verschlüsse ABC

- Ø x H: 12 x 32 mm
- Breite Öffnung
- Aus Borosillikatglas Typ 1
- Zur Verwendung mit 9 mm ABC-Schraubverschlüssen

Kunststoff- und Glasfläschchen mit Einsatz

- Ø x H: 12 x 32 mm
- Aus thermoplastischem Polymer
- Einsatz 0,1 ml aus Borosillikatglas Typ 1
- Schraubverschlüsse Typ 8-425

LVI Kolben

- Ø x H: 12 x 32 mm
- Aus Borosillikatglas Typ 1
- Mit Einsatz 300 µl
- Beschriftungsbereich
- Zur Verwendung mit dem 9 mm ABC-Schraubverschluss oder dem 11 mm Crimpverschluss

E-Z Fläschchen

- Ø x H: 12 x 32 mm
- Breite Öffnung
- Aus Borosillikatglas Typ 1
- Zur Verwendung mit E-Z Aluminiumstöpseln (050509) und 11 mm Snap-on-Verschluss (050512)

LVI Fläschchen

Art. Nr.	Vol. (ml)	Farben	Für Verschlusstyp	VE	CHF/ VE
050518	0,3	Transparent	E-Z Aluminium, 11 mm	100	AA -
050519	0,3	Bernstein	E-Z Aluminium, 11 mm	100	AA -
050523	0,3	Transparent	ABC schraubbar, 9 mm	100	AA -
050524	0,3	Bernstein	ABC schraubbar, 9 mm	100	AA -

Packs: LVI-Kolben + ABC-Stopfen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 100
050521	LVI durchsichtiges Röhrchen + Schraubverschluss ABC 9 mm, mit PTFE-Dichtung rot 0,005 / Silikon 0,035	AA -

Kunststoff- und Glaskolben mit Einsatz

Art. Nr.	Vol. (ml)	Farben	Für Verschlusstyp	VE	CHF/ VE
050522	0,1	Transparent	Snap-On, 11 mm	100	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com