## Dosen mit Deckel




| Art. Nr. | Ø x H (mm) | Ca. Vol. (ml) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 080512 | 60 x 40 | 75 | 10 | AA - |
| 080513 | 80 x 50 | 175 | 10 | AA - |
| 080514 | 100 x 60 | 325 | 10 | AA - |
| 080515 | 150 x 80 | 1000 | 10 | AA - |

## Gläser zum Wiegen




- Aus Pyrex®-Glas, entspricht DIN 12605
- Großer Markierungsbereich
- Mit geschliffenem Hals, um eine hervorragende Abdichtung zu gewährleisten

| Art. Nr. | Volumen (ml) | ø (mm) | Höhe (mm) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 761627 | 8 | 25 | 40 | AA - |
| 761630 | 10 | 35 | 30 | AA - |
| 761628 | 20 | 30 | 50 | AA - |
| 761633 | 20 | 50 | 30 | AA - |
| 761629 | 25 | 30 | 60 | AA - |
| 761631 | 40 | 35 | 70 | AA - |
| 761632 | 60 | 40 | 80 | AA - |
| 761634 | 100 | 50 | 80 | AA - |

## Tara-Flaschen

### Austauschbarer Propftdeckel



| Art. Nr. | Ø x H (mm) | NS-Hals | Form | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 724351B | 20 x 40 | 19/12 | Hoch | AA - |
| 724352B | 25 x 40 | 24/12 | Hoch | AA - |
| 724353B | 30 x 50 | 29/12 | Hoch | AA - |
| 724354B | 35 x 50 | 34/12 | Hoch | AA - |
| 724355B | 40 x 50 | 40/12 | Hoch | AA - |
| 724356B | 40 x 65 | 40/12 | Hoch | AA - |
| 724357B | 35 x 70 | 34/12 | Hoch | AA - |
| 724358B | 40 x 80 | 40/12 | Hoch | AA - |
| 724359B | 50 x 80 | 50/12 | Hoch | AA - |
| 724360B | 25 x 25 | 24/12 | Niedrig | AA - |
| 724361B | 40 x 25 | 40/12 | Niedrig | AA - |
| 724362B | 35 x 30 | 34/12 | Niedrig | AA - |
| 724363B | 50 x 30 | 50/12 | Niedrig | AA - |
| 724364B | 60 x 30 | 60/12 | Niedrig | AA - |
| 724365B | 80 x 30 | 80/12 | Niedrig | AA - |

- Aus Duran®-Glas
- Mit Schliff-Dichtung und Schreibbereich in Weiß

### Auswechselbarer Stülpdeckel



| Art. Nr. | Ø x H (mm) | NS-Hals | Form | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 724366B | 30 x 30 | 34/12 | Niedrig | AA - |
| 724367B | 38 x 35 | 40/12 | Niedrig | AA - |
| 724368B | 48 x 35 | 50/12 | Niedrig | AA - |
| 724369 | 75 x 35 | 80/12 | Niedrig | AA - |
| 724370B | 30 x 50 | 34/12 | Mittel | AA - |
| 724371B | 38 x 50 | 40/12 | Mittel | AA - |
| 724372B | 48 x 50 | 50/12 | Mittel | AA - |
| 724373 | 75 x 50 | 80/12 | Mittel | AA - |
| 724374B | 30 x 70 | 34/12 | Hoch | AA - |
| 724375B | 38 x 70 | 40/12 | Hoch | AA - |
| 724376B | 48 x 70 | 50/12 | Hoch | AA - |
| 724377 | 75 x 95 | 80/12 | Hoch | AA - |

## Trennwanne aus Glas



Trennwannen aus Glas mit oder ohne innere Rillen zum Halten von dünnschichtigen Chromatographieplatten. Für jede Anwendung von Färbungen in einer großen Glaswanne geeignet.

- Mit Rille
- Deckel mit Knopf

| Art. Nr. | Rille | Maße der CCM-Platten (mm) | CHF |
|---|---|---|---|
| 349301B | Ja | 200 x 200 | AA - |