Experimentierkästen

- Hergestellt aus Pyrex®-Borosilikatglas
- Können autoklaviert oder in der Mikrowelle verwendet werden
- Ideal für viele Anwendungen: Elektrophoresegele, Sezierschalen, Arbeiten unter Abzugshauben usw.



Art. Nr.	Kapazität (ml)	(L x B x H) (mm)	CHF
212561A	2000	228 x 215 x 60	AA -
212560A	2000	262 x 199 x 57	AA -
212562A	3500	312 x 232 x 55	AA -
212563A	4500	366 x 266 x 55	AA -

Glaswannen

- Aus Natronkalkglas
- Geschliffene Kanten
- Dicke Wände



Art. Nr.	L x B x H (mm) Küvetten	CHF
900557	100 x 100 x 100	AA -
900558	150 x 100 x 100	AA -
900559	150 x 100 x 150	AA -
900560	200 x 100 x 100	AA -
900561	250 x 180 x 220	AA -
900562	300 x 160 x 160	AA -
900563	300 x 220 x 240	AA -
900564	360 x 230 x 260	AA -

Glasbeads

Beads aus oberflächengehärtetem Natronkalkglas.



Art. Nr.	Ø (mm)	CHF der Beutel mit 1 kg
068499	1	AA -
068500	2	AA -
068501	3	AA -
068502	4	AA -
068503	5	AA -
068504	6	AA -
068505	8	AA -
068555	10	AA -

Standgläser

- Aus Natronkalkglas
- Starke Dicke
- Schwerer Fuß sorgt für hohe Stabilität
- Gegossene Graduierungen
- Ausgießer



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø Basis (mm)	ø oben (mm)	Gesamthöhe (mm)	VE	CHF/ VE
001738B	60	60	60	105	1	AA -
001739B	125	65	90	115	1	AA -
001740B	250	80	100	145	1	AA -
001741B	500	100	130	190	1	AA -

Uhrengläser



- Aus Natronkalkglas
- Nachgebrannte Kanten
- Konstante Dicke

Art. Nr.	ø (mm)	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	ø (mm)	VE	CHF/ VE
001751C	40	10	AA -	001756C	100	10	AA -
001752C	50	10	AA -	001757B	120	10	AA -
001753C	60	10	AA -	001758B	140	10	AA -
001754C	70	10	AA -	001759B	160	10	AA -
001755C	80	10	AA -				

Sprühgeräte für CCM

- Verbindung zwischen Sprühkopf und Flasche durch einem Schraubring mit Dichtung
- Autoklavierbar
- Mindestdruck 0,07 kg/cm² (1 psi)
- Optimale Anwendung Druck zwischen 0,21 - 0,35 kg/cm² (3-5 psi)



Art. Nr.	Vol. (ml)	Dichtung	H x ø (mm)	CHF
290249	25	19/22	147 x 40	AA -
057514	50		174 x 50	AA -
290250	125		204 x 65	AA -
045654	250	24/40	229 x 85	AA -
290251	500		273 x 105	AA -

Gläser aus Sodakalkglas

Gläser aus Sodakalkglas.
Deckel mit Steckknopf.



Art. Nr.	Höhe (mm)	ø (mm)	CHF
140689	100	100	AA -
140690	120	120	AA -
140691	150	150	AA -
140692	200	200	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com