# LABORHANDSCHUHE FÜR DEN EINMALGEBRAUCH / SHIELD SCIENTIFIC

**Nur die Verwendung mehrerer Handschuhe schützt Sie wirksam vor den verschiedenen Risiken, denen Sie im Labor ausgesetzt sind. SHIELD Scientific präsentiert ein einfaches System mit drei Farben, das Ihnen die Wahl erleichtert :**

SHIELDskin CHEM™

## HOHE CHEMISCHE RISIKEN

Handschuhe aus zwei Materialien mit doppelter Schicht, die den Normen für chemische Risiken entsprechen :
Schutz, ohne den Komfort zu ignorieren.

SHIELDskin™

## HOHE BIOLOGISCHE RISIKEN

Handschuhe, die den Normen für biologische Risiken entsprechen.
Ein Höchstmaß an Sicherheit sowohl für den Nutzer als auch für seine Handhabung.

ecoSHIELD™

## RISIKEN IM ALLTAG

Latex- oder Nitrilhandschuhe, die dicksten unter den dünnen Handschuhen auf dem Markt. Sie sind für den täglichen Gebrauch bestimmt und entsprechen den neuesten PSA-Standards. Bei der Herstellung und Verpackung der EcoSHIELD-Handschuhe wurden besondere Anstrengungen unternommen, um die Umwelt zu schonen.

WEB

**Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um die Anleitung zur Widerstandsfähigkeit zu erreichen**

## SHIELDSkin CHEM™ und SHIELDskin™ Handschuhe

- **PSA Kategorie III gemäß der Verordnung EU/2016/425**
- **DM Klasse I gemäß dER VERORDNUNG EU 2017/745**
- **Entspricht der Norm ISO 21420:2020, die insbesondere die Größe der Handschuhe für einen guten Schutz des Trägers festlegt**
- **Puderfrei, Chlorierung und mehrfaches Waschen**
- **Beidhändig**
- **Bewertet für biologische Risiken nach ISO 374-5:2016 und EN 374-2:2014**
- **Virensicher : ISO 16604:2004 Verfahren B**
- **Bewertet für chemische Risiken gemäß ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 und EN 374-4:2013**
- **Umfangreiche Datenbank mit chemischen Resistenzen auf www.shieldscientific.fr verfügbar**

## SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ Handschuhe 300 mm

**Der erste Handschuh Für Chemikalienschutz!**




- **Bi-Materialien: Nitril/Neopren-Doppelschicht (innen weiß, außen rot), TwinSHIELD™-Doppeltauch-Technologie**
- **Länge 300 mm; Dicke der Handfläche : 0,31 mm**
- **Biologisches Risiko : AQL 0,25 über dem Standard - Stufe 3**
- **Chemisches Risiko : Typ A (AJKLNPT)**

| XS/6 | S/7 | M/8 | L/9 | XL/10 | XXL/11 | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065809 | 065810 | 065811 | 065812 | 065813 | 065814 | 40 | AA - |

## SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ Handschuhe 260, 300 mm und 300 mm steril



* außer SHIELDSkin Orange Nitril Steril

- **Bi-Materialien: Nitril/Neopren-Doppelschicht (innen weiß, außen orange), TwinSHIELD™-Doppeltauch-Technologie**
- **Ohne Vulkanisationsbeschleuniger, um allergische Phänomene zu begrenzen**
- **Länge 260 oder 300 mm; Dicke der Handfläche : 0,14 mm**
- **Sterile Version zertifiziert RNase/DNase free**
- **Biologisches Risiko : AQL 0,25 über dem Standard - Stufe 3**
- **Chemisches Risiko: Typ B (JKPT)**
- **Beständigkeit gegen zytotoxische Mittel**
- **ESD: Anti-elektrostatische Eigenschaften (EN 1149-1 bis 5)**

### SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ Handschuhe 260 mm

| Größe | XS/6 | S/7 | M/8 | L/9 | XL/10 | VE/ Box | CHF/ Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 065700 | 065701 | 065702 | 065703 | 065704 | 90 | AA - |

### SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ Handschuhe 300 mm

| Größe | XS/6 | S/7 | M/8 | L/9 | XL/10 | VE/ Box | CHF/ Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 065705 | 065706 | 065707 | 065708 | 065709 | 50 | AA - |

### SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ Handschuhe steril 300 mm - RNase und DNase free

| Größe | XS/6 | S/7 | M/8 | L/9 | XL/10 | Paar/ Box | CHF/ Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr. | 065748 | 065749 | 065750 | 065751 | 065752 | 20 | AA - |