Die ecoSHIELD™-Handschuhe wurden entwickelt, um den täglichen Anforderungen im Labor gerecht zu werden: Schutz, Komfort und Geldersparnis. ecoSHIELD™ ist eine optimierte Lösung sowohl für die Anwender als auch für unsere Umwelt.

Öko-Verpackung
- Verpackung ausschließlich aus recyceltem Karton hergestellt
- Die verwendete Tinte ist frei von Schwermetallen
- Reduzierung der Verpackungsaufdrucke um mehr als 60 %

GoGREEN

Öko-LOGISTIK
- Verringerung des Speicherplatzes: um 50 %
- Der Lufttransport, der 10-mal umweltschädlicher ist als der Landtransport, wird für die Lieferung von ecoSHIELD™-Handschuhen nicht verwendet
- Weniger Verpackung pro Handschuhmenge
- Optimierte Produktion
- Erleichterte Logistik

Handschuhe EcoSHIELD™ PF 250

- **PSA Kategorie III gemäß der Verordnung EU/2016/425**
- **Entspricht der Norm ISO 21420:2020, die insbesondere die Größe der Handschuhe für einen guten Schutz des Trägers festlegt**
- **Puderfrei, einfache Chlorierung und Waschen**
- **Bewertet für biologische Risiken: Bewertet nach ISO 374-5:2016 und EN 374-2:2014**
- **Virensicher : ISO 16604:2004 Verfahren B**
- **Bewertet für chemische Risiken gemäß ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 und EN 374-4:2013**

EcoSHIELD™ Eco Nitril PF 250 Handschuhe



- **Nitril-Doppelschicht (innen weiß, außen grün)**
- **Beidhändig: TwinSHIELD™-Technologie**
- **Länge 250 mm (Größe XL/10 = 260 mm); Dicke der Handfläche : 0,10 mm**
- **Biologisches Risiko : AQL 0,25 (über dem Standard) - Stufe 3**
- **Chemisches Risiko : Typ B (KPT)**


Größe	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	065744B	065745B	065746B	065747B	065825B	150	AA -

Handschuhe EcoSHIELD™ Eco Latex PF 250



- **100% Latex - natürliche Farbe; Latexallergie : Proteingehalt < 30 µg/ G (EN 455-3:2015)**
- **Länge 250 mm (Größe XL/10 nicht erhältlich); Dicke der Handfläche : 0,12 mm**
- **Biologisches Risiko : AQL 0,65 - Stufe 3**
- **Chemisches Risiko : Typ B (KPT)**

Größe	XS/6	S/7	M/8	L/9	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	065789	065790	065791	065792	100	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com