SHIELDskin XTREME™

PROZESSRISIKEN
PRODUKTSCHUTZ

SHIELDskin XTREME™ ist eine Produktreihe, die für den Einsatz in Bereichen mit kontrollierter Atmosphäre (Reinraum oder Clean Room) vorgesehen ist. Sie gliedert sich in drei Produktkategorien, die sich nach dem Grad der Sauberkeit richten: von "DI" für weniger sauber bis "DI++" für die anspruchsvollsten. Über den Schutz des Produkts/Prozesses hinaus erfüllen alle diese Handschuhe die neuesten PSA-Normen der Kategorie III zum Schutz des Bedieners. Schließlich bietet das Sortiment eine große Vielfalt an Materialien, Längen, sterilen und nicht sterilen Materialien. Kontaktieren Sie uns für weitere Handschuhe aus dem Sortiment, die nicht im Katalog zu sehen sind.

SHIELDskin XTREME™ Handschuhe

- **PSA Kategorie III gemäß der Verordnung EU/2016/425**
- **Entspricht der Norm EN 21420 :2020, die insbesondere die Größe der Handschuhe und die Mindestlängen für einen guten Schutz des Trägers festlegt**
- **Puderfrei, Chlorierung, mehrfaches Waschen**
- **Bewertet für biologische Risiken: gemäß ISO 374-5:2016 und EN 374-2:2014**
- **Bewertet für chemische Risiken gemäß ISO 374-1:2016, EN 16523-1:2015 und EN 374-4:2013**

Die Anzahl der Waschgänge mit deionisiertem Wasser ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal in Bezug auf die Sauberkeit:

Bereich	Verfahren	Vorteile
SHIELDskin XTREME™ DI	Einmaliges Waschen mit deionisiertem Wasser	- Kostengünstigste Option / - Typisches Partikelniveau ≥ 0,5 µm : < 3000 pro cm²
SHIELDskin XTREME™ DI+	Dreimaliges Waschen mit deionisiertem Wasser	- Typische Partikelstufe ≥ 0,5 µm : < 950 pro cm²
SHIELDskin XTREME™ DI++	Mehrfaches Waschen mit deionisiertem Wasser	- Typische Partikelstufe ≥ 0,5 µm : < 650 pro cm²

SHIELDskin XTREME™ Sterile Handschuhe Latex 300 DI



- **100 % Latex - natürliche Farbe - anatomische Form**
- **Steril**
- **Länge 300 mm, Dicke der Handfläche : 0,14 mm**
- **Latexallergie: Proteingehalt unter 50µg/ g (EN 455-3 :2015)**
- **Biologisches Risiko : AQL 1.5 - Stufe 2**
- **Virensicher : ISO 374-5:2016 und ISO 16604:2004 Verfahren B**
- **Chemisches Risiko : Typ B (KPT)**
- **Paarweise verpackt, 20 Paar/Beutel PE**

Größe	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Paar/ VE	CHF/ VE
Art. Nr.	065783	065784	065785	065786	065787	20	AA -

SHIELDskin XTREME™ Bright Latex 300 DI+ Handschuhe



- **100 % Latex - natürliche Farbe - anatomische Form**
- **Latexallergie: Proteingehalt unter 50µg/ g (EN 455-3 :2015)**
- **Länge 300 mm, Dicke der Handfläche : 0,14 mm**
- **Biologisches Risiko : AQL 1.5 - Stufe 2**
- **Virensicher : ISO 374-5:2016 und ISO 16604:2004 Verfahren B**
- **Chemisches Risiko: Typ B (KPT)**
- **Verpackung : 100 Handschuhe / Doppel-PE-Beutel**

Größe	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	065777	065778	065779	065780	065781	065782	100	AA -

SHIELDskin XTREME™ ECO NITRILE 300 DI+ Handschuhe

- **100 % Nitril - Farbe weiß**
- **Länge: 300 mm; Dicke der Handfläche : 0,10 mm**
- **Biologisches Risiko : AQL 1.5 - Stufe 2**
- **Anti-elektrostatische Eigenschaften: ESD-Test gemäß EN 1149-1-2-3 & 5**
- **Chemisches Risiko: Typ B (KPT)**
- **Verpackung : 100 Handschuhe / Doppel-PE-Beutel**



Größe	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	065874B	065875B	065876B	065877B	065878B	065879B	100	AA -

SHIELDskin XTREME™ White NITRILE 300 Handschuhe

- **100 % Nitril - Farbe weiß**
- **Länge 300 mm**
- **Anti-elektrostatische Eigenschaften: ESD-Test gemäß EN 1149-1-2-3 & 5**
- **Biologisches Risiko : AQL 1.5 - Stufe 2**
- **Chemisches Risiko: Typ B (KPT)**
- **Verpackung : 100 Handschuhe / Doppel-PE-Beutel**



Handschuhe SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300

SHIELDskin XTREME White NITRILE 300 DI Handschuhe

- **Dicke der Handfläche (mm) : 0,13**

SHIELDskin Xtreme NITRILE 300 DI++ Handschuhe

- **Dicke der Handfläche (mm) : 0,14**

Größe	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	VE	CHF/ VE
SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300 DI Handschuhe								
Art. Nr.	065753	065754	065755	065756	065757	065758	100	AA -
SHIELDskin XTREME™ White Nitrile 300 DI++ Handschuhe								
Art. Nr.	065765	065766	065767	065768	065769	065770	100	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com