KIMTECH™ Handschuhe Prizm und Prizm Xtra

NEU



VIRUS JKLMPT

Aus mehrschichtigem Nitril-Neopren für erhöhten Chemikalienschutz.
Für Anwendungen mit hohem Risiko im Labor: Biotechnologie, Pharmaindustrie, Forschung.
Ultra-griffiges Ende: rutschfest bei nassen oder trockenen Bedingungen.

- **PSA Kat. III nach EU-Verordnung 2016/425**
- **Chemikalienschutz: Typ A (JKLMPT) nach ISO 374-1:2016**
- **Schutz gegen Viren und Mikroorganismen nach ISO 374-5:2016**
- **AQL 0,65**
- **Beständigkeit gegen viele zytotoxische Medikamente**
- **Dicke (Handfläche) : 0,16 mm**
- **Dunkelviolett und Magenta: Mechanische Bruchanzeige**

Prizm-Handschuhe: 240 mm Ärmel

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	002316	002317	002318	002319	002320*	100	AA -

* Größe XL : 90 Handschuhe/Box

Prizm XTRA-Handschuhe: 300 mm lange Ärmel

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	002311	002312	002313	002314	002315	50	AA -

KIMTECH™ PURPLE NITRILE™ und PURPLE NITRILE™ XTRA™ Handschuhe



VIRUS JKT

- **100 % Nitril, latexfrei, beseitigt alle Allergien des Typs I**
- **Nicht nachweisbare chemische Stoffe: schränkt das Risiko von Allergien des Typs IV erheblich ein**
- **Ausgezeichnete chemische und mechanische Beständigkeit, Beständigkeit gegen zytotoxische Produkte und B.E.T.**
- **Zertifiziert PSA Kat. III nach der Verordnung (EU) 2016/425**
- **Zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT), begrenzter Schutz gegen Chemikalienspritzer**
- **ISO 374-5:2016 Schutz gegen Mikroorganismen und Viren**
- **AQL: 0,65**
- **Farbe Violett**
- **Puderfrei, glatte Verarbeitung, strukturiert an den Fingerspitzen**
- **Antistatisch**
- **Ärmel mit gerolltem Rand**
- **Dicke 0,14 mm an der Handfläche**

Kimtech™ Purple Nitrile™ Handschuhe

- **Standardlänge 240 mm (250 mm bei den Größen L und XL)**

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	038820	038821	038822	038823	038824*	100	AA -

* Schachtel mit 90

Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Handschuhe: lange Ärmel speziell für Kultur

- **Länge 300 mm**

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	038825	038826	038827	038828	038829	50	AA -

KIMTECH™ STERLING™ NITRILE und STERLING™ NITRILE XTRA™ Handschuhe



K-LOW CHEMICALS

Praktisch: Packung mit 150 Handschuhen für die Länge 240 mm oder mit 100 Handschuhen für die Länge 300 mm! Spart 33% Platz und reduziert den Abfall um 40%.

- **100 % latexproteinfreies Nitril: beseitigt das potenzielle Risiko einer Allergie des Typs I**
- **Hohe Fingerfertigkeit, hoher Komfort**
- **Zertifiziert PSA Kat. III nach der Verordnung (EU) 2016/425**
- **ISO 374-1:2016 Typ C (K) gegen chemische Spritzergefahr**
- **ISO 374-5:2016 Schutz gegen Mikroorganismen und Viren**
- **AQL: 0,65**
- **Farbe: Hellgrau**
- **Puderfrei, glattes Finish, strukturiert an den Fingerspitzen**
- **Antistatisch**
- **Ärmel mit gerolltem Rand**
- **Dicke 0,08 mm an der Handfläche**



KIMTECH™ Sterling™ Nitril Xtra™ Handschuhe (lange Ärmel)

- **Länge: 300 mm**

Größe	XS	S	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	040437	040438	100	AA -

KIMTECH™ Sterling™ Nitril Handschuhe

- **Standardlänge : 240 mm (250 mm bei Größe XL)**

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	040132	040133	040134	040135	040136*	150	AA -

* Schachtel mit 140