Produktschutz - kontrollierte Umgebungen

KIMTECH™ G3 und G5 Latexhandschuhe



G3-Handschuhe werden für Reinraumumgebungen nach ISO 3 oder höher empfohlen.
G5-Handschuhe werden für Reinraumumgebungen nach ISO 5 oder höher empfohlen.

- **Silikonfreie Latexhandschuhe, niedrige Endotoxin- und Proteinwerte verringern das Allergierisiko**
- **Zertifiziert PSA Kat. III nach der Verordnung (EU) 2016/425**
- **ISO 374-1:2016 Typ C (K) gegen chemische Spritzergefahr**
- **ISO 374-5:2016 Schutz gegen Mikroorganismen und Viren**
- **Aus puderfreiem Naturlatex, Protein < 50 µg/g**
- **AQL: 1,5**
- **Ärmel mit gerolltem Rand**
- **Länge: 300 mm**
- **Texturierte Fingerspitzen**

Handschuhe KIMTECH™ G3 Latex

- **Dicke 0,20 mm an der Handfläche**
- **Verpackung : 100 Handschuhe in doppeltem Plastikbeutel**

Größe	S	M	L	XL	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	038830	038831	038832	038833	100	AA -

Handschuhe KIMTECH™ G5 Latex

- **Dicke 0,18 mm an der Handfläche**
- **Verpackung : 100 Handschuhe in doppeltem Plastikbeutel**

Größe	S	M	L	XL	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	038853	038854	038855	038910	100	AA -

KIMTECH™ G3 sterile Latexhandschuhe

- **Dicke 0,20 mm an der Handfläche**
- **Verpackung pro Paar, 20 Paar in doppelten Plastikbeuteln**

Größe	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	10	CHF zu 20 Paar
Art. Nr.	038834B	038835B	038836B	038837B	038838B	038839B	038840B	038841B	AA -

Handschuhe KIMTECH™ G3 NXT™ Nitril



Empfohlen für Reinraumumgebungen nach ISO 3 oder höher.

- **Latex- und silikonfreie Nitrilhandschuhe zur Verringerung des Risikos einer Typ-I-Allergie**
- **Zertifiziert PSA Kat. III nach der Verordnung (EU) 2016/425**
- **ISO 374-1:2016 Typ C (K) gegen chemische Spritzergefahr**
- **ISO 374-5:2016 Schutz gegen Mikroorganismen und Viren**
- **AQL: 1,5**
- **Ärmel mit gerolltem Rand**
- **Länge: 300 mm**
- **Dicke 0,13 mm an der Handfläche**
- **Texturierte Fingerspitzen**
- **Elektrostatische dissipative Eigenschaften**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Handschuhe KIMTECH™ G3 NXT™ Nitril

- **Verpackung : 100 Handschuhe in doppeltem Plastikbeutel**

Größe	XS	XL	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	038911	038915	100	AA -

KleenGuard® G10 Blue Nitrile Handschuhe



- **Puderfrei: Reduziert das Austrocknen der Haut durch Puder**
- **CE-Kennzeichnung: Kat 1**
- **Latexfrei: reduziert das potenzielle Risiko von allergischen Reaktionen des Typs I**
- **Texturierte Spitzen für außergewöhnliche Berührungsempfindlichkeit**

Größe	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	038971	038972	038973	038974*	100	AA -

* Der Preis für Schachteln mit Handschuhen der Größe XL wird für eine Packung mit 90 Handschuhen (statt 100) ausgedrückt.



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen