## Einweghandschuhe MAPA

➤ **Einweghandschuhe, die den verschiedenen einfachen Bedürfnissen zum Schutz der Hand gerecht werden**




Solo 999

Solo 998




Trilites 994




| Modell | Material | Innenverarbeitung | Außenverarbeitung | Länge/ Dicke | Normen | Beschreibung / Anwendungen | Größe | Art. Nr. | VE | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo 998 | Latex | Chloriniert | Glatt, mit gekörnten Fingerspitzen | 300 mm/ 0,10 mm | Kat. 3 Typ C | **➔ Beschreibung**<br>• Geeignet für kurzzeitige Nutzung<br>• Leichtes Erpressen und Ausnutzen<br>• Sehr feiner Latex: Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit<br>• Rollrand an den Handgelenken: für mehr Festigkeit beim Anziehen<br>**➔ Anwendungen**<br>• Geeignet für den allgemeinen Gebrauch in Laboratorien, Krankenhäusern und Kliniken | 6 | 430077B | Box mit 100 Handschuhen | AA - |
| | | | | | | | 7 | 430078B | | AA - |
| | | | | | | | 8 | 430079B | | AA - |
| | | | | | | | 9 | 430080B | | AA - |
| Solo 992 | | Pulverbeschichtet | Glatt | 245 mm/ 0,10 mm | | | 6 | 430111 | Box mit 100 Handschuhen | AA - |
| | | | | | | | 9 | 430114 | | AA - |
| Solo 999 | Nitril | Chloriniert | Glatt, mit gekörnten Fingerspitzen | 300 mm/ 0,10 mm | Kat. 3 Typ B JKT | **➔ Beschreibung**<br>• Ausgezeichnete mechanische Festigkeit<br>• Leichtes Anziehen und Ausziehen von Handschuhen<br>• Sehr dünner Handschuh für eine präzise Handbewegung<br>• Für Personen, die empfindlich auf Latexproteine reagieren<br>• **➔ Anwendungen**<br>• Ideal in öligen Umgebungen<br>• Geeignet für den üblichen Gebrauch im Labor | 6 | 430081B | Box mit 100 Handschuhen | AA - |
| | | | | | | | 7 | 430082B | | AA - |
| | | | | | | | 8 | 430083B | | AA - |
| | | | | | | | 9 | 430084B | | AA - |
| Solo White 997 | | | | 245 mm/ 0,10 mm | | | 6 | 430073B | Box mit 100 Handschuhen | AA - |
| | | | | | | | 7 | 430074B | | AA - |
| | | | | | | | 8 | 430075B | | AA - |
| | | | | | | | 9 | 430076B | | AA - |
| Trilites 994 | Tri-Polymer-Formel: Naturlatex, Neopren und Nitril | Chloriniert | körnige Textur | 255 mm/ 0,15 mm | Kat. 3 Typ B KPT | **➔ Beschreibung**<br>• Einzigartige Tripolymer-Mischung: erhöhter Komfort und Festigkeit<br>• Schutz vor Chemikalienspritzern<br>• Handgelenk mit Rollrand: widerstandsfähiger beim Anziehen<br>**➔ Anwendungen**<br>• Besonders geeignet für die Verwendung in pharmazeutischen Labors | 6 | 430069B | Box mit 100 Handschuhen | AA - |
| | | | | | | | 7 | 430070B | | AA - |
| | | | | | | | 8 | 430071B | | AA - |
| | | | | | | | 9 | 430072B | | AA - |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com