Latexfreie Handschuhe 73-847 ex Neopro Green



ISO 374-1:2016 Typ B
KPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- Aus dunkelgrünem, latexfreiem Neopren
- Beidhändig, puderfrei
- Ärmelbündchen mit gerollten Kanten
- Texturierte Enden
- Dicke 0,10 mm
- Länge: 245 mm
- AQL: 1,5
- PSA Kat. III
- Antistatisch nach EN 1149

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	678231	678232	678233	678234	678235	100	AA -

Puderfreie Latexhandschuhe 63-864 ex Diamond Grip



ISO 374-1:2016 Typ B
KLT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- Aus dickem Naturlatex, naturfarben
- Beidhändig, puderfrei
- Ärmelbündchen mit gerollten Kanten
- Texturierte Enden
- Dicke 0,16 mm
- Länge: 245 mm
- AQL: 1,5
- PSA Kat. III
- Lebensmittelkontakt konform

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	050405B	050406B	050407B	050408B	050409B	100	AA -

Puderfreie Nitrilhandschuhe 93-843 ex Supreno



ISO 374-1:2016 Typ B
JKPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- Aus blau-violettem Nitril mit hoher Haltbarkeit, latexfrei
- Beidhändig, puderfrei
- Ärmelbündchen mit gerollten Kanten
- Texturierte Enden
- Dicke 0,11 mm
- Länge: 245 mm
- AQL: 0,65
- PSA Kat. III
- Lebensmittelkontakt konform

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	050415B	050416B	050417B	050418B	050419B	100	AA -

Puderfreie Nitrilhandschuhe mit langem Ärmel 93-853 ex Supreno EC-Plus



ISO 374-1:2016 Typ B
JKPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- Aus hochfestem, blau-violettem Nitril, latexfrei
- Beidhändig, puderfrei
- Ärmelbündchen mit gerollten Kanten
- Texturierte Enden
- Dicke 0,14 mm
- Lange Ärmel : 295 mm
- AQL: 0,65
- PSA Kat. III
- Antistatisch

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	050450B	050451B	050452B	050453B	050454B	50	AA -

Nitrilhandschuhe PF 93-852 ex Midknight schwarz



ISO 374-1:2016 Typ B
JKT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- Aus schwarzem Nitril für hohen Kontrast
- Beidhändig, puderfrei
- Ärmelbündchen mit gerollten Kanten
- Texturierte Enden
- Dicke 0,12 mm
- Länge: 245 mm
- PSA Kat. III
- Lebensmittelkontakt konform
- Antistatisch nach EN 1149

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	050479B	050480B	050481B	050482B	050483B	100	AA -

Untersuchungshandschuhe aus Nitril 93-833 ex XCEED



ISO 374-1:2016 Typ B
KPT
ISO 374-5:2016
VIRUS

- Aus blauem Nitril
- Beidhändig, puderfrei, ergonomisch zertifiziert
- Ärmelbündchen mit gerollten Kanten
- Texturierte Enden
- Dicke 0,07 mm
- Länge: 240 mm
- AQL: 0,65
- PSA Kat. III
- Lebensmittelkontakt konform

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	050470B	050471B	050472B	050473B	050474B*	250	AA -

* VE für die Artikelnummer 050474B : 230