SHOWA Handschuhe aus Nitril

100 % Nitril, silikonfrei, puderfrei zur Vorbeugung von Allergien der Typen I und IV.

- **PSA Kat. III**
- **Entspricht den Normen für Medizinische Vorrichtungen EN 455-1, -2, -3, -4**
- **Chlorierte Handschuhe für mehr Komfort und weniger Klebrigkeit**
- **Texturierte Verarbeitung**
- **Geringer Verformungsfaktor für bessere Ergonomie**
- **Resistent gegen Zytostatika**

Kobaltblauer Bereich

- **AQL: 0,65**

	Länge/ Dicke (mm)	XS (5 - 6)	S (6 - 7)	M (7 - 8)	L (8 - 9)	XL (9 - 10)	Handschuhe/ Box	CHF/ Box
Serie 7540	240 / 0,10	**924069**	-	**924071**	-	-	100	**AA -**
Serie 7580*	240 / 0,20	-	**924097**	**924098**	**924099**	**924100**	50	**AA -**
Serie 7545	300 / 0,10	-	**924074**	**924075**	**924076**	**924077**	100	**AA -**
Serie 7555	300 / 0,12	-	**924084**	**924085**	-	**924087**	50	**AA -**
Serie 7585*	300 / 0,20	-	**924101**	**924102**	**924103**	**924104**	50	**AA -**

* doppelte Chlorierung; EN 374-3 : JKL



Kobaltblaue Reihe

Schwarzes Antistatik-Sortiment

- **AQL: 1,5**
- **Oberflächenwiderstand: zwischen 10^9 und 10^{10} Ω**

	Länge/ Dicke (mm)	S (6 - 7)	M (7 - 8)	L (8 - 9)	XL (9 - 10)	Handschuhe/ Box	CHF/ Box
Serie 7565	300 / 0,15	**924088**	**924089**	**924090**	**924091**	50	**AA -**



Schwarzes Antistatik-Sortiment

High Visibility Range

- **AQL: 1,5**
- **Ohne Beschleuniger: Schutz für sehr empfindliche Haut**
- **Hohe Sichtbarkeit durch Fluoreszenz (neongrüne Handschuhe): erhöhte Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen**

	Länge/ Dicke (mm)	XS (5 - 6)	S (6 - 7)	M (7 - 8)	L (8 - 9)	XL (9 - 10)	Handschuhe/ Box	CHF/ Box
Serie 7570	240 / 0,10	**924092**	**924093**	**924094**	**924095**	**924096**	100	**AA -**



High Visibility Range

Weiße Reihe: kritische Umgebungen

- **AQL: 1,5**
- **Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100**

	Länge/ Dicke (mm)	XS (5 - 6)	S (6 - 7)	M (7 - 8)	L (8 - 9)	XL (9 - 10)	Handschuhe/ Box	CHF/ Box
Serie 7595	300 / 0,12	**924105**	**924107**	**924108**	**924109**	**924110**	100	**AA -**



Weiße Reihe: kritische Umgebungen



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com