Biologisch abbaubare SHOWA-Handschuhe

Technologie SHOWA EBT : Eco Best Technology®: gleiche Leistung, beschleunigter Abbau.
EBT®-Handschuhe werden in aktiven Deponien innerhalb von 1 bis 5 Jahren abgebaut, verglichen mit über 100 Jahren für Nicht-EBT®*-Produkte.

* nach Testergebnissen von ASTM D5511 und D5526.



SHOWA 6110PF

NEU



- PSA Kat. III nach der Verordnung EU/ 2016/425
- Aus grünem Nitril, puderfrei
- Ohne Latexproteine
- Komfortabel: weich und wie eine zweite Haut, leichtes Greifen
- Perfekte Passform für die Arbeit mit komplexen Teilen und Komponenten, schützt vor abrasiven Lösungsmitteln
- Länge 240 mm, Dicke 0,10 mm
- Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien: Typ B (KPT)
- Biologisches Risiko : AQL 0,65
- Schutz vor infektiösen Erregern
- Lebensmittelkontakt

	XS (5 - 6)	S (6 - 7)	M (7 - 8)	L (8 - 9)	XL (9 - 10)	XXL (10 - 11)	Handschuhe/ Box	CHF/ Box
Showa 6110PF	924113	924114	924115	924116	924117	924118	100	AA -

SHOWA 6112PF

NEU



- PSA Kat. III
- Aus schwarzem, puderfreiem Nitril
- Frei von Latexproteinen und Silikon
- Länge 240 mm, Dicke 0,10 mm (Handfläche)
- Lebensmittelkontakt
- AQL: 1,5
- Antistatisch
- Schutz vor Chemikalien: Typ B (KPT)
- Schutz vor infektiösen Erregern

	XS (5 - 6)	S (6 - 7)	M (7 - 8)	L (8 - 9)	XL (9 - 10)	XXL (10 - 11)	Handschuhe/ Box	CHF/ Box
Showa 6112PF	924119	924120	924121	924122	924123	924124*	100	AA -

* Größe XXL : 90 Handschuhe pro Packung.

SHOWA 7500PF EBT

NEU



- PSA Kat. III nach der Verordnung EU/ 2016/425
- Aus blauem Nitril, puderfrei
- Ohne Latexproteine
- Bequem: weich und wie eine zweite Haut, leichtes Anziehen, leichtes Greifen (strukturierte Verarbeitung)
- Länge 240 mm, Dicke 0,10 mm
- Schutz gegen eine breite Palette von Chemikalien: Typ B (JKPT)
- Biologisches Risiko : AQL 1,0
- Schutz vor infektiösen Erregern
- Lebensmittelkontakt

XS (5 - 6)	S (6 - 7)	M (7 - 8)	L (8 - 9)	XL (9 - 10)	XXL (10 - 11)	Handschuhe/ Box	CHF/ Box
924125	924126	924127	924129	924130	924131*	100	AA -

* Größe XXL : 90 Handschuhe pro Packung.

SHOWA 7502PF EBT

NEU



- PSA Kat. III nach der Verordnung EU/ 2016/425
- Aus blauem Nitril, puderfrei
- Ohne Latexproteine und ohne Vulkanisationsbeschleuniger
- Bequem: weich und wie eine zweite Haut, leichtes Anziehen, leichtes Greifen (strukturierte Verarbeitung)
- Länge 240 mm, Dicke 0,06 mm
- Biologisches Risiko : AQL 1,5
- Schutz vor infektiösen Erregern
- Lebensmittelkontakt

XS (5 - 6)	S (6 - 7)	M (7 - 8)	L (8 - 9)	XL (9 - 10)	XXL (10 - 11)	Handschuhe/ Box	CHF/ Box
924132	924133	924134	924135	924136	924137*	200	AA -

* Größe XXL : 180 Handschuhe pro Packung.