Touch N Tuff® Handschuhe



ISO 374-1:2016
Typ B
JKPT

ISO 374-5:2016
VIRUS

- Gegen irreversible Risiken
- TNT-Technologie: nur 0,12 mm dünn
- Sehr widerstandsfähig, ultradünn
- Unübertroffener Komfort und Sensibilität
- 100 % Nitril, ohne Zusatz von Wachsen, Silikon oder Weichmachern
- Dreimal durchstichfester als Latex oder Vinyl
- Gerollter Rand
- Grüne Farbe
- Leichter und frischer und doch sicherer und nachhaltiger
- Wesentlich höhere chemische Beständigkeit als Latex oder Vinyl (obwohl es nicht für das Eintauchen in Chemikalien gedacht ist, bietet es einen beachtlichen Schutz vor versehentlichen Spritzern)
- Erhältlich in gepuderter und ungepuderter Version

Touch N Tuff® puderfreie Handschuhe 92-600 und 92-605

Einmalgebrauch - glatte Fingerspitzen für die Länge 240 mm; verklebte Fingerspitzen für die Länge 300 mm.

Größe	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	VE/ Box	CHF/ Box
L. 240 mm 92-600	678042	678043	678044	678045	100	AA -
L. 300 mm 92-605	062099	062100	062101	062102	100	AA -

Touch N Tuff® gepuderte Handschuhe 92-500

Einmalgebrauch - An den Fingerspitzen haftend.

Größe	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	VE/ Box	CHF/ Box
L. 240 mm	678038	678039	678040	678041	100	AA -

Microflex NeoTouch® Handschuhe



ISO 374-1:2016
Typ B
KPT

ISO 374-5:2016
VIRUS

- Puderfreie Einmalhandschuhe aus Neopren
- 2 Längen : 240 mm und 290 mm
- Hellgrüne Farbe
- Vorbeugung von Typ-I-Allergien und Hautreaktionen
- Latexähnlicher Komfort
- Durchstichfester als Latexhandschuhe
- Gerollter Rand sorgt für eine hervorragende Verankerung
- Interne Polyurethan-Beschichtung, die die Handschuhe erleichtert
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für sicheres Greifen in trockener und feuchter Umgebung
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Alkohole, Chemikalienspritzer
- Dicke 0,13 mm

Handschuhe NeoTouch® 25-101 Länge 240 mm

Größe	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	678059	678060	678061	678062	100	AA -

Handschuhe NeoTouch® 25-201 Länge 290 mm

Größe	6½ - 7	7½ - 8	8½ - 9	9½ - 10	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	678063	678064	678065	678066	100	AA -

Chemikalienschutzhandschuhe

SivoChem® 759



Dermatril® P743



Modell	Material	Verarbeitung	Länge /Dicke	Normen	Beschreibung/Anwendung	Größe	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
SivoChem® 759 CE	Spezielles Nitril	Rollrand, puderfrei	390 - 410 mm/ 0,16 mm		• Einweg-Schutzhandschuh • Gute chemische Beständigkeit • Sehr gute Fingerfertigkeit	7	302010	40	AA -
						8	302011	40	AA -
						9	302012	40	AA -
						10	302013	40	AA -
Dermatril® P743 CE	Spezielles Nitril	Lange Ärmel, Rollrand, Anhaftende Fingerspitzen, Puderfrei	270 - 290 mm/ 0,2 mm	EN374-3:2003 AJKL	• Einweg-Schutzhandschuh • Gute chemische Beständigkeit • Sehr gute Fingerfertigkeit • Reißfestigkeit	6	302004	50	AA -
						7	302005	50	AA -
						8	302006	50	AA -
						9	302007	50	AA -
						10	302008	50	AA -
						11	302009	50	AA -