Handschuhe SEMPERGUARD

Einfache Einweghandschuhe für den täglichen Gebrauch.

- **Einstufung als PSA Kat. III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425**
- **Beidhändig**
- **Entspricht der Verordnung EC 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln**
- **Angezeigte Normen : EN 420, EN 374-2 (AQL 1,5), EN 374-3, EN 455**
- **Latexhandschuhe: gute chemische Beständigkeit gegen Acrylamid, Phosphor- und Salpetersäure / Nitrilhandschuhe: gute chemische Beständigkeit gegen Hydroxide, Acrylamid(Tabelle der chemischen Beständigkeit auf milian.com)**

	Modell	Material	Verarbeitung	Länge / Dicke (mm)	Beschreibung	Größe	Art. Nr.	VE/ Box	CHF/ Box
	Nitril Xtra Lite	Nitril	Texturierte Finger	240 / 0,07	Farbe lavendelblau Sehr dehnbar Nicht gepudert Medizinische Vorrichtung der Klasse I	S	559017	200	AA -
						M	559018	200	AA -
						L	559019	200	AA -
						XL	559020	180	AA -
	Latex Comfort	Latex	Texturierte Finger	240 / 0,10	Naturfarbe Chloriert Ausgezeichnete Elastizität Nicht gepudert Medizinische Vorrichtung der Klasse I	S	559005	100	AA -
						M	559006	100	AA -
						L	559007	100	AA -
						XL	559008	90	AA -
	Nitril Comfort	Nitril	Texturierte Finger	240 / 0,10	Farbe Signalblau Nicht gepudert Medizinische Vorrichtung der Klasse I	S	559013	100	AA -
						M	559014	100	AA -
						L	559015	100	AA -
						XL	559016	90	AA -
	Latex innercoated	Latex	Texturierte Finger	240 / 0,24	Natürliche Farbe Gerollter Rand Nicht gepudert Medizinische Vorrichtung der Klasse I	XS	559021	100	AA -
						S	559022	100	AA -
						M	559023	100	AA -
						L	559024	100	AA -
						XL	559025	90	AA -

ULMA® Latexhandschuhe

- **Puderfreie Untersuchungshandschuhe aus dickem Latex**
- **Ausgezeichnete Qualität**
- **Beidhändig**
- **Niedriger Proteingehalt**
- **In glatter oder strukturierter Ausführung**
- **In nicht steriler oder steriler Ausführung paarweise verpackt**

Puderfreie Handschuhe mit glatter Oberfläche Happy Skin

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	030222	030223	030224	030225	030226	100	AA -

Puderfreie Handschuhe texturierte Oberfläche Happy Skin Grip

Größe	XS	S	M	L	XL	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	030222G	030223G	030224G	030225G	030226G	100	AA -

Sterile, paarweise verpackte Handschuhe Sensiflex Plus

Größe	XS	S	M	L	VE/ Box	CHF/ Box
Art. Nr.	-	030256	030257	030258	50 Paar	AA -



Handschuhe Happy Skin Grip



Handschuhe Sensiflex Plus



Happy Skin Handschuhe

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com