WAS IST EIN UNTERSUCHUNGSHANDSCHUH?

- Ein Untersuchungshandschuh ist ein Einweghandschuh, der als Medizinische Vorrichtung (MD) gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 registriert ist
- Ein Medizinische Vorrichtung hat den Zweck, den Patienten zu schützen. Es handelt sich um eine Selbstzertifizierung des Herstellers
- Die bloße Angabe "Medizinische Vorrichtung" oder "Untersuchungshandschuh" verleiht dem Handschuh keine besonderen Eigenschaften, wenn nichts anderes angegeben ist

CE EN455

Die Norm EN-455 ermöglicht es, die Leistung von Untersuchungshandschuhen zu messen und sie miteinander zu vergleichen:

EN455-1 : AQL 1,5 (Acceptable Quality Level) - Statistische Dichtheitsprüfung
EN455-2 : Definition der physischen Eigenschaften, z. B. Länge (24 cm für einen Untersuchungshandschuh)
EN455-3 : Biologische Bewertung (Messung des Proteingehalts in Latexhandschuhen)

Quellen: shieldscientific.fr und ansell.fr

Sterile Latex-Operationshandschuhe Medi-Grip PF

Puderfreier, steriler Latexhandschuh, paarweise in abziehbarem Papier verpackt.



- Geringe Allergenität
- Länge: 285 mm
- Anatomische Form
- Lange Ärmel
- Texturierte Oberfläche

Größe	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	062028B	062029B	062030B	062031B	062032B	062033B	062034B	50 Paar	AA -

Antimikrobielle OP-Latexhandschuhe GAMMEX



- OP-Handschuh mit aktivem Schutz
- Aus cremefarbenem Naturkautschuklatex, fest, weich, bequem
- Einzigartige Beschichtung mit Chlorhexingluconat mit antimikrobieller Wirkung bei Handschuhbruch
- Mikroraue Verarbeitung
- Produktion nach anatomischen Formen, Handfläche breiter an der Oberfläche
- Klebestreifen, der die Verankerung der Ärmel sicherstellt
- Marke, Größe und die Bezeichnungen L (links) oder R (rechts) sind zur einfachen Identifizierung auf die Ärmel gedruckt
- Erfüllt die Anforderungen der Normen EN 455, ISO 10282 und AS/NZS 4179



5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	VE	CHF/ VE
678155	678156	678157	678158	678159	678160	678161	678162	25 Paar	AA -

Gammex® Non-latex Neoprenhandschuhe

Sterile, puderfreie Operationshandschuhe aus Neopren mit einer Innenbeschichtung aus Urethan-Ionomer für eine einfache Behandschuhung und mehr Tragekomfort.



- Ausgezeichnete Durchstoßfestigkeit, gute chemische Beständigkeit
- Nicht gepudert
- Aus grünem Neopren, frei von Beschleunigern und Naturlatex
- Steril
- Anatomisch, beidhändig
- Verstärkte Ärmel ohne Rollrand
- Glatte Oberfläche mit strukturierten Fingerspitzen, Polyurethanbeschichtung

5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	VE/ Box	CHF/VE
062008B	062009B	062010B	062011B	062012B	062013B	062014B	062015B	50 Paar	AA -

Sterile Latexhandschuhe Gammex® Latex

- Operationshandschuh
- Sehr hoher Schutz
- Hohe Berührungsempfindlichkeit
- Mit dicker, widerstandsfähiger Manschette
- Steril
- Paarweise verpackt
- Nicht gepudert



5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9	VE/ Box	CHF/VE
062054B	062055B	062056B	062057B	062058B	062059B	062060B	062061B	50 Paar	AA -

Micro-Touch® Affinity® Handschuhe Neopren

Puderfreie Untersuchungshandschuhe.



- Aus grünem Neopren
- Beidhändig, verstärkte Ärmel ohne gerollte Ränder
- Äußere Oberfläche: glatt mit strukturierten Fingerspitzen
- Interne Oberfläche: Polyurethanbeschichtung
- CE-Kennzeichnung - EN 455 Teil 1 und 3 - ISO 10993-10:2002

Größe	S	M	L	XL	CHF zu 100er Schachtel
Art. Nr.	062045	062046	062047	062048	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com