Nitrilhandschuhe mit extra langen Ärmel



- Aus Nitril, nicht steril, nicht gepudert
- Beidhändig
- Lange Ärmel 400 mm
- AQL 1,5
- Entspricht der Verordnung (EU) 2017/745 Klasse I, EN 455-1, EN 455-2, ISO 10993-10

Größe	M	L	XL	VE	CHF/ Box
Art. Nr.	030774	030775	030776	50	AA -

Polyethylen-Untersuchungshandschuhe



Beidhändige Handschuhe aus transparentem PE mit gutem Tastgefühl. Werden in Gemeinschaftseinrichtungen für Hygiene und Reinigung verwendet.

Art. Nr.	Größe	Länge (mm)	Besonderheit	Steril	VE	CHF/ VE
794030	Standard	300	Paarweise verpackt	Ja	100	AA -
794031	Damen	290	Glatte Oberfläche	Nein	100	AA -
794032	Standard	300	Glatte Oberfläche	Nein	100	AA -
794033	Standard	500	Weiße Farbe	Nein	50	AA -
794034	Standard	900	Speziell für Tierärzte, orangefarben	Nein	50	AA -

Fingerlinge "Typ Legueu" 2 Finger



- 2 Finger
- Medizinisch sauber oder nicht steril

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
030728	Fingerling nicht steril	100	100	AA -
030729	Medizinisch sauberer Fingerling	100	25	AA -

Fingerlinge aus undurchsichtigem Polyethylen



- 1 Finger
- Aus Polyethylen
- Undurchsichtig
- Sehr widerstandsfähig
- Sterilisiert (in Einzelverpackung) oder nicht steril erhältlich

Art. Nr.	Größe	Steril	VE	CHF/ VE
794035	1 Finger	Nein	100	AA -
794037	1 Finger	Ja	100	AA -

Antistatische Nitril-Fingerlinge



- Aus antistatischem Nitril mit geringer Partikelzahl, puderfrei
- Dicke 0,07 mm
- Länge: 70 mm
- Weiße Farbe
- Entspricht den Vorschriften von USDA, FDA, 21 CFR, Lebensmittelverarbeitung

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
302037	Antistatische Nitril-Fingerlinge	720	AA -