Hochtemperatur-Schutzhandschuhe

Isolierhandschuhe für den Umgang mit heißen Gegenständen (aus dem Ofen, Autoklaven, Öfen). Schutz bis 232 °C.

- **Asbestfrei**
- **Aus waschbarer Baumwolle**
- **Orange oder naturfarben**
- **Einzelgröße**





Orangefarben

Art. Nr.	Länge der Ärmel (cm)	Gesamtlänge (cm)	CHF das Paar
045888	13	33	AA -
045889	28	47	AA -

Handschuhe SHOWA insulated nitrile foam grip

Kälteschutz und Rutschfestigkeit (ölbeständiger Grip).

- **Aus gestricktem Polyester/Nylon, Acrylfutter mit Nitrilbeschichtung**
- **Nahtlose Strickwaren**
- **Wasserdicht, Handgelenk gut geschützt**
- **Länge 250 - 280 mm, je nach Größe**



Größe	7/M	8/L	9/XL	10/XXL	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	924057	924058	924059	924060	5 Paar	AA -

Handschuhe SHOWA TEMRES

Schützt vor Kälte und ist gleichzeitig atmungsaktiv.

EN 388:2003
4221
EN 511:2006
021

- **Aus Nylon und Acrylfutter, mit Polyurethanbeschichtung**
- **Wasserdicht**
- **Atmungsaktive Membran zwischen Beschichtung und Futter**
- **Länge 270 - 280 mm, je nach Größe**
- **Norm EN 420 EN 388-2003 4221 EN 551-2006 021**



Größe	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	924048B	924049B	924050B	924051B	10 Paar	AA -

Versa-Touch®-Handschuhe

Blaue Hitzeschutzhandschuhe aus Acrylspandex mit PVC-Beschichtung und Strickbündchen.

- **Acryl Unterlage Komfort und Wärmedämmung**
- **Anwendungen: Biotechnologie und Lebensmittelindustrie (Lagerung, Handhabung und Transport von gefrorenen Produkten)**
- **Werden als Unterhandschuhe bei der Fleisch-/Fischverarbeitung verwendet**
- **Mikro-Noppen auf der Handfläche sorgen für einen guten Griff**
- **Wenn als Unterhandschuh getragen: Schutz vor Schnitten**
- **Schutz vor Kontaktkälte: Stufe 1**
- **Latexfrei: kein Risiko für Allergien des Typs I**



Art. Nr.	Länge (mm)	Unterlage	Beschichtung	Ärmel	Größe EN	CHF das Paar
678229	230	Acryl	PVC	Gestricktes Handgelenk	7	AA -
678230	260	Acryl	PVC	Gestricktes Handgelenk	9	AA -

Schützender Fäustling aus Versilic®


- **Entspricht den CE-Normen**
- **Einfache Handhabung**
- **Einsetzbar bis zu 200 °C**
- **Schützt die Hände vor extremen Temperaturen bei der Handhabung**
- **Noppen ermöglichen eine gute Haftung**

EN 407:2004
4X2X
EN 511 : 2006
X2X
EN 388 : 2004
4X2X



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
260426	Schützender Fausthandschuh aus Versilic®	AA -

Grabbit-Fausthandschuh aus Silikon



- **Betriebstemperatur - 57 °C bis + 260 °C**
- **Noppen für besseres Greifen**

Art. Nr.	Bezeichnung	Gesamtlänge (mm)	CHF
037961	Grabbit Schutzmuffel	177 x 100 x 32	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com