Hitzebeständige Handschuhe VICOLAB



- Hitzebeständiger Handschuh von -60 °C bis 300 °C
- Aus Silikon, weich
- Maschinenwaschbar
- Länge 37 cm
- Wasserdicht

	Weiß	Hellblau	Schwarz	CHF
Art. Nr.	**041350**	**041351**	**041352**	**97,90 -**

Kälteschutzschürze



100 % wasserdichte Schürze zum Schutz vor Spritzern von flüssigem Stickstoff in kryogener Atmosphäre.

- Umkehrbar
- Verstellbare Kordeln am Hals und an der Taille

Art. Nr.	Länge	CHF
035832	0,91 m	**AA -**
035533	1,06 m	**AA -**
035535	1,21 m	**AA -**
035534	1,37 m	**AA -**

Kryo-Handschuhe





Handschuhe zum Schutz vor sehr niedrigen oder heißen Temperaturen, bestehend aus einer Außenhülle aus Nylon und einem Polyester-Baumwoll-Innenkomplex, der durch einen Polyefinfilm geschützt ist.

- Weich, bequem, warm, auch nach längerer Kälteeinwirkung
- Maschinenwaschbar und trocknergeeignet

2 Modelle für 2 Nutzungsarten

Modell	Standard	Wasserdicht
Anwendungen	Ultra-Kälte	Kryo-Atmosphäre
	Gefrierschrank mit sehr niedriger Temperatur	Atmosphäre oder Umgebung mit flüssigem Stickstoff
	Kühlraum	Stäbe für Kühlmittel
	Umgang mit Trockeneis	Kryogenische Zerkleinerung

- **5-Finger-Handschuh in 4 Längen**
  - Handgelenk : 30 cm
  - Mittlerer Unterarm : 38 cm
  - Ellenbogen : 50 cm
  - Schulter : 68 cm

NB: Tauchen Sie den Handschuh niemals direkt in Flüssigstickstoff.



CE Cat. III EN 420 EN 511 32X EN 388

Modell	Standard					Wasserdicht				
Größe	Klein (S)	Mittel (M)	Groß (L)	Sehr groß (XL)	**CHF das Paar**	Klein (S)	Mittel (M)	Groß (L)	Sehr groß (XL)	**CHF das Paar**
Handschuh 5 Finger 30 cm	**035501**	**035502**	**035503**	**035504**	**AA -**	**035517**	**035518**	**035519**	**035520**	**AA -**
Handschuh 5 Finger 38 cm	**035505**	**035506**	**035507**	**035508**	**AA -**	**035521**	**035522**	**035523**	**035524**	**AA -**
Handschuh 5 Finger 50 cm	**035509**	**035510**	**035511**	**035512**	**AA -**	**035525**	**035526**	**035527**	**035528**	**AA -**
Handschuh 5 Finger 68 cm	**035513**	**035514**	**035515**	**035516**	**AA -**	**035529**	**035530**	**035531**	**035532**	**AA -**

Handschuhe zum Schutz vor Kälte



- Zur Verwendung von Material, das in flüssigem Stickstoff oder bei niedrigen Temperaturen gelagert ist
- Sehr gute Isolierung, weniger dicke Handschuhe ermöglichen eine hohe Fingerfertigkeit
- Synthetische Faser für mehr Flexibilität
- Wasserbeständig
- Beschichtung "wasserfest"
- Mit Aufhängering
- CE-Kennzeichnung

EN 511 22X

Größe	Handschuhe L = 37 cm	CHF Das Paar	Handschuhe L = 50 cm	CHF Das Paar	Handschuhe L = 60 cm	CHF Das Paar
Small	**446658**	**AA -**	**446662**	**AA -**	**446670**	**AA -**
Medium	**446659**	**AA -**	**446663**	**AA -**	**446671**	**AA -**
Large	**446660**	**AA -**	**446664**	**AA -**	**446672**	**AA -**
Extra Large	**446661**	**AA -**	**446665**	**AA -**	**446673**	**AA -**



Brauchen Sie Hilfe? Unsere Seite mit Erläuterungen zu den Normen und Vorschriften für Handschuhe finden Sie auf der ersten Seite des Kapitels Hygiene und unsere technischen Leitfäden auf www.milian.com