Einwegmasken ENDOproteclab



- Aus doppellagigem Polypropylen-Vliesstoff 25 g/m² und Filterschicht
- Einzelgröße : 175 x 95 mm mit Gummiband und integriertem Nasensteg
- Mit CE-Kennzeichnung

Farben	Weiß	Grün	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	942690	942691	50	AA -

Kostengünstige Papiermaske



Maske aus Filterpapier mit Gummiband. 2 Falten.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
030653B	Maske aus Papier - 2-lagig	100	AA -

3-Falten-Masken mit Gummiband oder Bändern



Dreilagige Maske aus Polypropylen-Vliesstoff mit Gummiband oder Bändern.

- 0,3 cm lange Nasenspange aus Aluminium
- Grüne Farbe
- Hohe Filtrationsleistung

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
030698	Maske grün 3-fach gefaltet mit elastischem Ohrengummiband	50	AA -
030756	Grüne Maske 3 Falten mit Bändern	50	AA -

Aerokyn®-Maske mit hoher Filterung



Nicht sterile, hochfiltrierende Maske mit elastischen Ohrbändern, 3-lagig, Typ II.

- Norm EN 14683
- Effektive Filterung von Bakterien und Viren : EFB ≥ 98 %
- Druckunterschied : DP ‹ 29,4 Pa
- Ohne Glasfaser
- Zusammenbau durch Ultraschallschweißen
- Geruchlos, latexfrei
- Nasensteg aus Aluminium

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
030780	Aérokyn-Masken® hohe Filtration	50	AA -

3-Schicht-Visiermaske



- Antibeschlagsvisier
- Chirurgische Qualität
- Gummiband oder Bindeband
- In einer Spenderbox mit 25 Masken

Farben	Gummiband		Bindeband	
	Art. Nr.	CHF zu 25	Art. Nr.	CHF zu 25
Weiß	683515	AA -	-	-
Blau	683516	AA -	683519	AA -
Grün	683517	AA -	683520	AA -
Grün	030844	AA -	-	-

Hochfiltrierende Spandex®-Masken



- Maske aus "Vliesstoff"
- Nicht reizend, latexfrei
- Filtervermögen von über 99,2 %
- Hoher Komfort
- Erleichterte Atmung

Art. Nr.	EFP* (µm)	EFB** (µm)	Befestigung	Flüssigkeits-widerstand	Farben	VE	CHF/ VE
062104	0,1	3	Ohrengummiband Spandex®	Nein	Blau	50	AA -
062105	0,1	3	Polypropylen-Band	Nein	Blau	50	AA -

*EFP: Partikelretention **EFB: Bakterienretention

Muschelmaske



Maske aus Polyesterfasern mit elastischem Klebeband und Nasenbügel aus Aluminium. Filterrate : 95 %.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
030618	Muschel Maske	50	AA -