Atemschutzmaske FluidShield® PFR95®

Atemschutzmaske und OP-Maske.

- Polyurethan-Band zum Schnüren
- Nasenspange
- EFP : 1 µm / EFB : 3 µm
- Orangefarben
- Nicht steril, einmaliger Gebrauch
- Latexfrei
- Maße: 253 x 100 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
062004	FluidShield® Atemschutzmaske PFR95®, N95	35	AA -

Faltbare Hygienemaske

- Aus Polypropylen mit Gummiband
- In einer Spenderbox mit 50 Masken

Art. Nr.	Farben	CHF zu 50
683521	Weiß	AA -





Atemschutzmaske „Entenschnabel“

- Einmalgebrauch, ohne Atemventil
- Partikelfiltrierende Halbmaske - entwickelt zum Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen
- Latexfreie elastische Bindungen
- 4 Schichten aus Polypropylen, davon eine Schicht, die einen Melt blown-Filter bildet
- Biegsame Nasenspange
- Empfohlene Tragedauer : 4 Stunden
- Klassifiziert als FFP2, in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 149 :2001
- CE-Kennzeichnung nach der Europäischen Richtlinie 89/686/EWG (SGS)



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
030782	Entenschnabel Maske	100	AA -

Atemschutzmasken SAFEMASK PREMIUM

NEU

- Einwegmasken zum Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- PSA Kat. III
- Doppelte Zertifizierung PSA und DM Klasse I, Typ IIR (FFP1- und FFP2-Masken) : EFB › 98 % ; mikrobielle Reinheit ≤ 30CFU/g
- Filtermaterial aus PP-Vliesstoff
- Nasenspange aus Polypropylen und Metall, ultraschallgeschweißt
- Befestigungen durch doppelte synthetische Gummibänder



Weiße Farbe	Blaue Farbe	Filterstufe	Verpackung	CHF/ Box zu 50
-	475221	FFP1 NR D	In einer Spenderbox	AA -
475222	475223	FFP1 NR D	Einzelverpackung im Beutel	AA -
475217	475216	FFP2 NR D	In einer Spenderbox	AA -
-	475225	FFP2 NR D	Einzelverpackung im Beutel	AA -

SterØmask - UV-Desinfektionsgerät für chirurgische Masken und FFP2-Masken

- Ermöglicht die Verlängerung der Nutzungsdauer von Einwegmasken ohne Ventil
- Bis zu 4 Behandlungen pro Maske
- Ultraschnelle Desinfektion, automatisierte Verarbeitung und kontinuierliche Kontrolle der UV-C-Dosis
- Virale und bakteriologische Desinfektion in 1 Minute für eine Faltenmaske
- Virale und bakteriologische Desinfektion in 3 Min. für eine FFP2-Maske
- 99,99%ige Inaktivierung von Viren und Bakterien
- Desinfektion in 1 Min., Sterilisation in 3 Min.
- Ausgestattet mit einer speziell entwickelten Halterung, um die Maske optimal zu befestigen
- Präzise und reproduzierbare Positionierung in Höhe, Breite und Tiefe
- Passt sich der Geometrie jedes Maskentyps an, sorgt für eine angemessene Spannung der gesamten Maskenoberfläche
- Schnelle und einfache Installation ohne Kosten
- Nutzung bis zu 25.000 Zyklen

Material	Aus Edelstahl
Maße B x T x H (mm)	450 x 350 x 350
Wellenlänge UV (nm)	254
Nennspannung	220 V / 50 Hz
Leistung (W)	150
Gewicht (kg)	15
Desinfektionszeit COVID-19	‹ 1 min.
Sterilisationszeit	‹ 3 min.
Art. Nr.	**005550**
CHF	**AA -**







Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com