Überschuhe











- Gummiband an den Knöcheln
- Zwei Materialien :
  - PP: beständiges Polypropylen-Vliesstoff, für den längeren Gebrauch, mit oder ohne rutschfeste Sohle;
  - PE: Polyethylen: einfacher Schutz, für den kurzen Gebrauch

Art. Nr.	Material/ Farbe	Blaue rutschfeste Sohle	VE	CHF/ VE
030765	PP weiß	Nein	100	AA -
030635	PP weiß	Ja	400	AA -
475041	PP weiß	Ja	1000	AA -
475042	PP blau	Ja	300	AA -
030636	PE blau	Nein	100	AA -

Einweg-Überschuhe ENDOproteclab



- Synthetisches Non-Woven-Material 20 g/m²
- Einzelgröße : 400 x 170 mm

Farben	Weiß	Grün	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	942688	942689	100	AA -

Überschuhe und Überstiefel für eine geschützte Umgebung

Überschuhe Safefeet® Isoguard®



- Überschuhe "strong" aus PP 80 µm
- Wasserabweisende und rutschfeste PE-Sohle, fusselfreie IsoGuard-Technologie
- Einzelgröße XL : Länge 400mm (Schuhgröße 42-45)
- Verhindern eine Kontamination durch freigesetzte Partikel
- Getestet nach ISO 9973-10 : 2003 und EN ISO 11737-1

Art. Nr.	Sohle	VE	CHF/ VE
475155	Blau	400	AA -

Wasserdichte Überschuhe und Überstiefel aus Tyvek®

oder mikroporöser Vliesstoff PP/PE







- Tyvek®: sehr widerstandsfähige PE-Fasern hoher Dichte
- Mikroporös: PP-Schicht und mikroporöse Folie
- Nicht fusselig
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Undurchlässig für Flüssigkeitsspritzer / feine Partikel
- Einheitsgröße XL: Länge 400 mm (Schuhgröße 42-45)

Art. Nr.	Material	Rutschfeste Sohle	VE	CHF/ VE
475158	Tyvek	Ja	200	AA -
475160	Mikroporös	Ja	500	AA -

Stiefelüberzieher und Schuhüberzieher TYVEK® 500



Stiefelüberzieher

- Aus Tyvek®
- Mit oberem Gummiband
- Stiefelüberzieher mit oder ohne rutschfeste Sohlen
- Einzelgröße

Überschuhe

- Aus Tyvek®
- Antistatisch behandelt
- Mit rutschfesten Sohlen
- Größen von 36 bis 46



Stiefelüberzieher

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
073610	Stiefelüberzieher, H : 48 cm, L : 42 cm	200	AA -
073611	Rutschfeste Stiefelüberzieher, L : 40 cm	200	AA -

Überschuhe

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
073612	Überschuhe, Größe 36 bis 42	200	AA -
073613	Überziehschuhe, Größe 42 bis 46	200	AA -