## TYCHEM® Schürzen

- PSA Kat. III Typ PB[3] (Teilkörperschutz)
- Aus TYCHEM® (TYVEK® mit polymerem Barrierematerial beschichtet), das einen guten Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken auch unter Druck bietet
- Schürze mit Latz mit Bändern zum Binden im Rücken und am Hals
- Einzelgröße (bedeckt die Beine bis zu den Schienbeinen)
- Antistatische Behandlung auf der Innenseite (EN 1149-5)
- Schutz gegen Infektionserreger (EN 14126)
- Gelb (TYCHEM® C) oder grau (TYCHEM® F)






| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 073662 | Schürze TYCHEM® C - gelb | 25 | AA - |
| 073663 | Schürze TYCHEM® F - grau | 25 | AA - |

## Sterile Pflegekasacks

- Hergestellt aus Polypropylen
- Hydrophober Vliesstoff
- Einzelgröße (L) : 118,5 cm
- Mit 1 Handtuch 30 x 70 cm



| Art. Nr. | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 711703 | 28 | 56 | AA - |

## Chirurgischer Kasack mit geradem Rücken Foliodress Protect Basic

- Starker Widerstand gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten und Keimen
- Polypropylen-Vliesstoff, blau, 40g/m² (SMS), wasserabweisend, weich und luftdurchlässig, fusselfrei
- Schließt im Rücken mit zwei Bändern
- Jersey an den Ärmeln
- Steril - Medizinische Vorrichtung der Klasse I (TÜV - 0123)
- Einzeln, mit 2 Handtüchern
- Unter (doppelt) Einzelverpackung : SMS/Blister Papier-Folie
- Doppeltes Rückverfolgbarkeitsetikett mit Barcode (EAN 128)



| Art. Nr. | Größe | Höhe (cm) | Umfang (cm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 161531B | L | 125 | 145 | 18 | AA - |
| 161532B | XL | 140 | 156 | 18 | AA - |

## Sterile OP-Mäntel zum einmaligen Gebrauch

- Aus Zellulose und Polyester, wasserabweisender Vliesstoff
- Gekreuzter Rücken mit Bändern, verstellbarer Klettverschluss am Hals
- Jersey an den Ärmeln
- Verstärkte Version mit Schmutzfänger
- Mit 2 Handtüchern und Kreppblatt
- Weich und luftdurchlässig
- Herstellungsverfahren : Spunlace
- Zertifiziert nach der Norm EN 13795 und AAMI



| Art. Nr. | PE-verstärkt | Größe | Länge (cm) | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711722 | Nein | M | 121 | 20 | 40 | AA - |
| 711717 | Nein | L | 121 | 20 | 40 | AA - |
| 711718 | Nein | L | 131 | 20 | 40 | AA - |
| 711726* | Nein | L | 131 | 18 | 36 | AA - |
| 711719 | Nein | XL | 132 | 18 | 36 | AA - |
| 711723 | Nein | XL | 145 | 18 | 36 | AA - |
| 711724 | Nein | XXL | 161 | 16 | 32 | AA - |
| 711725 | Nein | XXL | 148 | 18 | 36 | AA - |
| 711739* | Ja | L | 131 | 16 | 32 | AA - |
| 711740* | Ja | XL | 145 | 16 | 32 | AA - |

* Mit Daumendurchlass

## Säurefeste Kittel





- Weißer Kittel für Männer und Frauen aus Polycotton 195 g/m² (65 % Polyester - 35 % Baumwolle)
- Druckverschluss
- 3 Taschen, V-Ausschnitt
- Lange Ärmel, enge Manschetten: mit Druckknopf

| Größe | S | M | L | XL | XXL | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damenmodell | | | | | | |
| Brustumfang (cm) | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | |
| Art. Nr. | 943057 | 943058 | 943059 | 943060 | 943061 | AA - |
| Herrenmodell | | | | | | |
| Brustumfang (cm) | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | |
| Art. Nr. | 943157 | 943158 | 943159 | 943160 | 943161 | AA - |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com