Augenreinigungshilfe und Wandstationen mit Salzlösung oder Neutral pH

Sterile 0,9%ige Natriumchlorid-Salzlösung

- Zum Spülen und Entfernen von Fremdkörpern, Staub, Splittern, Lösungsmitteln, Ölen
- Spülen, bis alle Fremdkörper entfernt sind

Geschätzte Spülzeit (Min.)		
Volumen Flasche	**Einfache Augenmuschel**	**Augenmuschel DUO**
200 ml	2	-
500 ml	5	2
1000 ml	10	5

pH Neutral: Neutralisierende Phosphatpufferlösung 4,9 %

- Zum Abspülen und Neutralisieren von sauren oder basischen Chemikalienspritzern
- Etwa 2 Minuten lang mit pH-Neutral-Lösung spülen, dann mit Salzlösung spülen

Fläschchen mit einfacher Augenmuschel :

- Zum Ausspülen jeweils eines Auges

DUO-Flaschen :

- Für die gleichzeitige Spülung beider Augen

CE


DUO-Flasche

Einzelne Fläschchen

Augenmuschel	Volumen Flasche (ml)	Art. Nr. Salzlösung	CHF	Art. Nr. pH Neutral	CHF
Einzeln	200	**060030B**	**AA -**	**941012B**	**AA -**
Einzeln	500	**030025B**	**AA -**	-	-
Einzeln	1000	**060725**	**AA -**	**060728**	**AA -**
DUO	500	**060724**	**AA -**	**060727**	**AA -**
DUO	1000	**060726**	**AA -**	-	-

Stationen und Wandkästen

- Mit Salzlösung und/oder neutralisierender Lösung pH Neutral
- Die Styroporboxen sind staubdicht und stoßfest; sie können an Wänden befestigt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Salzlösung	pH Neutral	CHF
060729	Wandstation (Halterung & Piktogramm)	1 x 500 ml	-	**AA -**
060028	Wandstation (Halterung & Piktogramm)	2 x 500 ml	-	**AA -**
060730	Wandstation pH Neutral	-	1 x 1000 ml	**AA -**
060731	Wandstation Maxi	2 x 1000 ml	-	**AA -**
060740	DUO-Wandstation	1 x 1000 ml DUO	-	**AA -**
941008	Station Combi Pum	1 x 500 ml	1 x 200 ml	**AA -**
060741	Station Combi Plum DUO	1 x 1000 ml DUO	1 x 500 DUO	**AA -**
060732	Wandkasten	2 x 500 ml	-	**AA -**
060733	DUO-Koffer	2 x 1000 ml DUO	-	**AA -**
060735	Combi-Set Plum DUO	1 x 500 ml DUO	1 x 500 ml DUO	**AA -**
060736	Combi-Set Plum DUO Maxi	1 x 1000 ml DUO	1 x 500 ml DUO	**AA -**
060744	Leerer PS-Koffer für Flaschen von 200 ml bis 500 ml	-	-	**AA -**



Wandstation Combi Plum DUO


Wandkasten

Quick Rinse Ampullen

- Mit Salzlösung und/oder neutralisierender Lösung pH Neutral
- Die Styroporboxen sind staubdicht und stoßfest; sie können an Wänden befestigt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	CHF
060737	Wandspender Quick Rinse	10 Ampullen	**AA -**
060738	Quick Rinse Nachfüllpackung für Spender	4 Packungen x 5 Ampullen	**AA -**
060739	Quick Rinse Mini Etuis	5 Packungen x 4 Ampullen	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060742	Gürteltasche für 200-ml-Flasche (wird leer geliefert)	**AA -**
060029	Gürteltasche mit 200-ml-Salzlösungsflasche	**AA -**

Tragbare Augenspülflasche

- 235 ml Flasche (isotonische Lösung)
- Enthält eine gepufferte Lösung: neutralisierende Wirkung auf saure und basische Spritzergefahr
- Leicht zu transportieren, Taschenformat
- Phosphatfrei
- Staubgeschützte Augenmuschel
- Reichliches Abspülen
- Lagerfähigkeit : 4,5 Jahre





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
039056B	Tragbare Augenspülflasche (Augendusche) 235 ml	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com