Whirl-Pak-Beutel



Der universelle Probenbehälter

- **Beutel Aus Polyethylen niedriger Dichte, nicht autoklavierbar**
- **Die verwendeten Harze sind FDA- und USDA-Harze, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind**
- **Werden mit Ethylenoxid sterilisiert geliefert**
- **Verschließen der Beutel mit Metalllaschen**
- **Absolut wasserdicht (ideal für den Transport)**
- **Die genannten Volumina bleiben ungefähre Angaben**
- **Die Kapazität der Beutel wird gemessen, wenn die Laschen dreimal um den Beutel gedreht werden**
- **Dürfen nicht bei Temperaturen über 82 °C verwendet werden**
- **Ideal für die Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern, Lebensmitteln und verschiedenen Proben**

Art. Nr.	B x H (cm)	Volumen (ml)	Dicke (µm)	VE	CHF/ VE
Standardbeutel					
052900	7,5 x 12,5	60	57	500	**AA -**
052901	7,5 x 18,5	120	57	500	**AA -**
052902	9,5 x 18	210	76	500	**AA -**
052903	13 x 19	390	76	500	**AA -**
052904	11,5 x 23	540	64	500	**AA -**
052905	15 x 23	720	76	500	**AA -**
052906	15 x 23	720	102	500	**AA -**
052908	12,5 x 30,5	810	76	500	**AA -**
052909	12,5 x 38	1080	76	500	**AA -**
052910	15 x 38	1260	76	500	**AA -**
052911	19 x 38	2070	76	500	**AA -**
Beutel mit Tasche					
052907	15 x 25	720	64	500	**AA -**
Beutel mit Markierungsbereich					
052914	6,5 x 12,5	30	57	500	**AA -**
052915	7,5 x 12,5	60	57	500	**AA -**
052916	7,5 x 18,5	120	57	500	**AA -**
052912	7,5 x 18,5	120	64	500	**AA -**
052959	9,5 x 18	207	-	500	**AA -**
052960	13 x 19	384	-	500	**AA -**
052913	11,5 x 23	540	64	500	**AA -**
052917	11,5 x 23	540	64	500	**AA -**
052918	15 x 23	720	76	500	**AA -**
052919	15 x 23	720	102	500	**AA -**
052961	12,5 x 30,5	798	-	500	**AA -**
052920	19 x 30	1650	102	500	**AA -**
052962	19 x 38	2041	-	500	**AA -**
Beutel mit stabilem Boden					
052922	7,5 x 18,5	120	64	500	**AA -**
052921	11,5 x 23	540	76	500	**AA -**
Beutel für große Proben					
052952	25,4 x 38	2721	102	250	**AA -**
052953	25,4 x 50,8	3637	102	250	**AA -**
052954	38 x 50,8	5441	102	100	**AA -**
Schwarzer Beutel					
052958	11 x 23	532	-	500	**AA -**



Kompatibilität Beutel/Gestelle

Art. Nr.	Kompatible Gestelle
052900	-
052901	G
052902	G
052903	D F
052904	D F
052905	D
052906	D
052907	D F
052908	-
052909	-
052910	-
052911	-
052912	-
052913	-
052914	-
052915	-
052916	G
052917	D F
052918	D
052919	D
052920	-
052921	-
052922	-



Geben Sie die Art. Nr. auf **MILIAN.COM** ein, um das Video zu sehen

Gestelle für Beutel Whirl Pack

Art. Nr.	Typ	Raster	Maße (cm)	Anzahl Plätze	Maße der Plätze (cm)	CHF
052926	D	Doppelt	26 x 25,4 x 9	12	8,25 x 6,35	**AA -**
052928	F	Doppelt	34 x 27,3 x 10,2	20	6,35 x 6,35	**AA -**
052929	G	Einfach	18 x 32,4 x 8,7	18	5,1 x 5,1	**AA -**

Whirl-Pak Color Beutel



- **Mit Markierungsfeld und Farbcode**

B x H (cm)	Volumen (ml)	Dicke (µm)	Blau	Rot	Weiß	VE	CHF/ VE
7,5 x 18,5	120	57	**052982**	**052983**	**052984**	500	**AA -**
11,5 x 23	540	64	**052985**	**052986**	**052987**	500	**AA -**
15 x 23	720	76	**052988**	**052989**	**052990**	500	**AA -**
19 x 30	1650	102	**052991**	**052992**	**052993**	500	**AA -**