Whirl-Pak Stand Up-Beutel mit stabilem Boden

- **Hergestellt aus Polyethylen**
- **Beständig gegen viele Lösungsmittel**

Art. Nr.	B x H (cm)	Volumen (ml)	Dicke (µm)	VE	CHF/ VE
052922	7,5 x 18	120	0,064	500	**AA -**
052957	15 x 23	710	0,076	500	**AA -**
052965	12,5 x 38	1065	102	250	**AA -**
052964	15 x 38	1242	102	250	**AA -**
052963	19 x 38	2041	102	250	**AA -**



052957 052966 052965 052964 052963

Whirl-Pak-Beutel für die Oberflächenprobenahme

Beutel mit Schwamm zur Entnahme.

- **Empfohlen für das Sammeln von Oberflächenproben**
- **Zelluloseschwamm, ohne bakterizid, steril**
- **Maße des Schwamms : 3,8 x 7,6 x 1,5 cm**

TIPP
Siehe weitere Schwämme zur Oberflächenentnahme auf milian.com



VIDEO
Geben Sie die Art. Nr. auf
MILIAN.COM
ein, um das Video zu sehen

Art. Nr.	B x H (cm)	Volumen (ml)	Dicke (µm)	VE	CHF / VE
052969	11,5 x 23	532	64	100	**AA -**
052970	19 x 30	1627	102	100	**AA -**
052971*	11,5 x 23	532	64	100	**AA -**

* Version mit breiten, sterilen PE-Handschuhen.

Befeuchteter Schwamm in Stomacher-Beutel

Für die Probenahme auf trockener Oberfläche.

- **Lieferung in einer Stomacher-Tasche im Zip-Format Maße B x H : 18 x 21 cm**
- **Maße Schwamm Länge 8 cm x Breite 5,8 cm Dicke 3 mm**
- **Gamma bestrahlt**
- **Haltbarkeit 12 Monate**



Art. Nr.	Verdünner	Vol. (ml)	Standard	VE	CHF VE
042077	Neutralisierend	10	ISO 18593	200	**AA -**
042082	Tryptonsalz	10	ISO 17604	200	**AA -**

Whirl-Pak-Beutel für Mischer

Die Beutel für Mischer enthalten einen Filter, um Feststoffe und Flüssigkeiten zu trennen.

Vertikale Filterbeutel





- **250 µm-Filter**
- **Erhältlich mit oder ohne Metall-Lasche**

					Ohne Lasche		Mit Lasche	
B x H (mm)	Gesamt Vol. (ml)	Arbeits-volumen (ml)	Dicke (µm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
190 x 300	1627	400	76	250	**952901**	**AA -**	**952908**	**AA -**
190 x 300	1627	400	76	250	**952902***	**AA -**	**952909***	**AA -**
190 x 380	2041	1000	76	250	**952903**	**AA -**	**952910**	**AA -**
254 x 380	2721	1500	76	250	**952904**	**AA -**	**952911**	**AA -**

* Seitliche Dichtung zum einfachen Ausgießen der Flüssigkeit.

Filterbeutel



VIDEO
Geben Sie die Art. Nr. auf
MILIAN.COM
ein, um das Video zu sehen



- **330 µm-Filter**
- **Mit Markierungsbereich**

Art. Nr.	B x H (mm)	Gesamt-volumen (ml)	Arbeits-volumen (ml)	Dicke (µm)	VE	CHF/ VE
052940	95 x 180	210	80	76	250	**AA -**
052944	150 x 230	720	400	102	250	**AA -**
052946	190 x 300	1650	400	102	250	**AA -**
052967	190 x 380	2041	400	102	250	**AA -**
052968	254 x 380	2721	1500	102	100	**AA -**
952912	380 x 380	4080	2500	102	100	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com