Beutel für Mischer



Sterile Beutel ohne Filter

Diese sterilen (durch Bestrahlung) Beutel ermöglichen sowohl die Vorbereitung der Proben als auch den Transport und die Lagerung der Proben. Einfrieren ist bis zu -80 °C möglich.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Maße (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
140800	80	100 x 150	25	1500	AA -
140801	400	180 x 300	25	500	AA -
140803	3500	380 x 510	25	500	AA -

Sterile Beutel mit Seitenfilter BagFilter

Diese Beutel sind mit einem Seitenfilter ausgestattet, durch den die von Fasern befreite Analyselösung entweder durch Pipettieren mit dem BagPipet und den Strohpipetten oder durch einfaches Ausgießen aufgefangen werden kann. Diese Beutel werden für die Analyse von Fleisch- und Wurstwaren empfohlen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen (ml)	Maße (mm)	verpackt zu	VE	CHF/ VE
140807	Filterbeutel BagFilter®/Schüttung	400	190 x 300	25	500	AA -
140802	Filterbeutel BagFilter®/Pipettieren	400	190 x 300	25	500	AA -
150391	Filterbeutel BagFilter® Pull-Up/Pipettieren PCR, kleine Volumina	400	190 x 300	25	500	AA -
140804	Filterbeutel BagFilter®/Pipettieren	3500	380 x 510	10	100	AA -

Sterile Beutel mit vollflächigem Filter BagPage

Diese Beutel haben eine große Filterfläche, die besonders für die Zubereitung von dicken Proben, wie z. B. Käse, geeignet ist. Beim Modell BagPage Plus sorgt eine Schweißnaht am oberen Rand des Beutels dafür, dass das Fach für die Entnahme leichter zu finden ist.

Art. Nr.	Bezeichnung	Volumen (ml)	Maße (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
140810	Filterbeutel voll BagPage-Oberfläche	100	100 x 150	25	500	AA -
140811	Filterbeutel voll Oberfläche BagPage Plus	400	190 x 300	25	500	AA -
140812	Filterbeutel voll Oberfläche BagPage Plus	3500	380 x 510	10	100	AA -

Biohazard-Probentaschen



- Beutel aus Polyethylen
- Reißverschluss
- Erhältlich mit Symbol und Hinweis Biohazard
- Doppelte Kängurutasche

Art. Nr.	Biohazard-Symbol	Maße L x B (mm)	VE	CHF/ VE
440264	Ja	140 x 150	1000	AA -
440265	Ja	225 x 150	1000	AA -
440266	Nein	104 x 150	1000	AA -

Mehrzweck Bündeltasche



- HDPE, transparent,
- Dicke 10 µm
- Für den Einsatz von -50 °C bis + 120 °C

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
039663B	Bündeltasche, Maße : 230 x 310 mm (zu 5000)	AA -
039664B	Bündeltasche, Maße : 350 x 500 mm (zu 3000)	AA -

ClearLine® Farbige Biohazard-Probenbeutel



Beutel für den Transport von biologischen Proben.

- Hergestellt aus Polyethylen
- Reißverschluss
- Aufdruck "Biohazard" in Orange
- Beschriftungsfläche
- Doppelte Tasche
- Maße: 16 x 16 cm

Art. Nr.	Farben	VE	CHF/ VE
390934	Blau	1000	AA -
390935	Rot	1000	AA -
390936	Orange	1000	AA -
390937	Rosa	1000	AA -
390938	Violett	1000	AA -
390607B	Gelb	1000	AA -
390608B	Grün	1000	AA -
390854B	Transparent	1000	AA -