Beutel Diag P650 / UN 3373

NEU



800411


800415

- **Beutel mit Klebeverschluss für den Transport von biologischen Proben der Kategorie B**
- **In Übereinstimmung mit den Vorschriften für den Transport von Proben; Kennzeichnung P650 / UN 3373**

Einfache Beutel

Aus PE Dicke 70 µm.

Art. Nr.	Maße (mm)	CHF zu 100
800410	165 x 170	**AA -**
800411	165 x 275	**AA -**
800412	255 x 385	**AA -**
800413	385 x 580	**AA -**
800414	590 x 620	**AA -**
800448	575 x 595	**AA -**

Diag-Beutel IATA-Norm

Beständig bis 95kPa, Lufttransport tauglich.
Aus 160 µm dickem PE, mit Faltenbalg.
Mit Seitentasche für den Transport von Dokumenten.

Art. Nr.	Maße (mm)	CHF zu 100
800449	130 x 165 + 110	**AA -**
800450	190 x 235 + 130	**AA -**
800451	220 x 295 + 130	**AA -**

Beutel mit doppelter Tasche

Mit Seitentasche für den Transport von Dokumenten.
Aus PE Dicke 70 µm.

Art. Nr.	Maße (mm)	CHF zu 100
800415	165 x 265	**AA -**
800416	165 x 275	**AA -**

Absorbierende Materialien für Röhrchen oder in Blättern

NEU


800408



800404

- **Weiche Absorptionsmittel mit einer undurchlässigen PE-Seite**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
800400	Absorbierendes Material für 1 kleines Röhrchen	100	**AA -**
800401	Absorbierendes Material für 1 mittelgroßes Röhrchen	100	**AA -**
800402	Absorbierendes Material für 2 Röhrchen	100	**AA -**
800403	Absorbierendes Material für 3 Röhrchen	100	**AA -**
800404	Absorbierendes Material für 4 Röhrchen	100	**AA -**
800405	Absorbierendes Material für 6 Röhrchen	100	**AA -**
800406	Absorbierendes Material : Blatt 90 x 127 mm Kapazität 15 ml	1000	**AA -**
800407	Absorbierendes Material : Blatt 200 x 300 mm Kapazität 150 ml	100	**AA -**
800408	Absorbierendes Material : Blatt 200 x 300 mm Kapazität 600 ml	100	**AA -**
800409	Absorbierendes Material : 25-g-Kissen große Kapazität	100	**AA -**


Selbstklebeetiketten Norm Transport

NEU



800434

800436



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	Farben	CHF zu 100
800434	Etikett Transportnorm UN 3373	99 x 110	Transluzent	**AA -**
800435	Etikett Transportnorm Trockeneis UN 1845	100 x 150	Undurchsichtig	**AA -**
800436	Etikett Transportnorm IATA DGR	60 x 100	Undurchsichtig	**AA -**
800437	Etikett Transportstandard THIS WAY UP	60 x 100	Undurchsichtig	**AA -**