Namensgebundene Diag-Beutel

- Hergestellt aus Polyethylen
- Dicke 70 µm
- Zur Aufbewahrung und Aufzeichnung verschiedener Gegenstände und Proben
- Enthalten eine eindeutige Identifikationsnummer auf jedem Beutel
- Klebeverschluss

NEU



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	CHF
800417	Namensgebundene Diag-Beutel	190 x 260	AA -
800418	Namensgebundene Diag-Beutel	260 x 385	AA -
800419	Diag-Beutel mit Namen und Griff	600 x 510	AA -
800437	Etikett Transportstandard THIS WAY UP	60 x 100	AA -

Beutel für den Transport von biologischen Proben

- Für den Transport von Proben der Kategorie A oder B
- Kits und Töpfe in Übereinstimmung mit den Empfehlungen UN 2814 oder UN 3373 / Transport P620 oder P650

NEU





Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VE	CHF/ VE
800447	Komplettes Set für den Postversand von 4 Röhrchen P650 UN 3373	Minimailbox-Versandsystem: sicherer Transport für den Transport von biologischem Material gemäß den Verpackungsvorschriften P650	100	AA -
800438	Verpackungsset P620 UN 2814 für 4 Röhrchen	Komplettes Set mit einer Pappschachtel, einem synthetischen Stoßdämpfer, einem grünen 500-ml-Container und 4 Saugkissen. Die Verpackung ist für den Lufttransport geeignet	1	AA -
800439	Verpackungsset P650 UN 3373 für 4 Röhrchen	Komplettes Set mit einer Pappschachtel, einem synthetischen Stoßdämpfer, einem grünen 500-ml-Container und 4 Saugkissen. Die Verpackung ist für den Lufttransport geeignet	1	AA -
800440	Grüner Topf 500 ml mit Kreuzstreben und Absorptionsmittel für 4 Röhrchen - P620-P650	Starker, wasserdichter Transportbehälter aus PP, der komplett mit Stoßdämpfern und 4 absorbierenden Beuteln geliefert wird. Der Inhalt ist für 4 Röhrchen à 10 ml geeignet	1	AA -
800441	Grüner Topf 800ml mit Kreuzstreben und Absorptionsmittel für 4 Röhrchen/Tupfer - P620-P650	Starker, wasserdichter Transportbehälter aus PP, der komplett mit Stoßdämpfern und 4 absorbierenden Beuteln geliefert wird. Der Inhalt ist für 4 Wattepad geeignet	1	AA -
800442	Postkarton UN 2814 für grünen Topf 500 ml - Maße 100 x 100 x 180 mm	Karton UN 2814 geeignet für grüne 500 ml Gläser	10	AA -
800443	Postkarton UN 2814 für grünen Topf 800 ml - Maße 100 x 100 x 220 mm	Karton UN 2814 geeignetfür grünen Topf 800 ml	10	AA -
800444	Postkarton UN 3373 für grünen Topf 500 ml - Maße 100 x 100 x 180 mm	Karton UN 3373 geeignet für grünen Topf 500 ml	10	AA -
800445	Styroporbox UN 3373 für 35 l Karton	Graue, wiederverwendbare Schachtel aus expandiertem Polystyrol für den verpackten Transport von biologischen Proben	1	AA -
800446	Postkarton 35 l für Box 800446	Brauner Karton für Isotherm Box 800446	20	AA -

Transportblister für biologische Proben der Kategorie B

- Zum Schutz von Röhrchen, Gläsern und Wattepads während des Transports
- Aus Polypropylen, Dicke 0,8 mm

NEU





Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
800421	Zyto-Blister für Röhrchen und Abstrichtupfer	AA -
800422	Blister Parasitologie	AA -
800423	Bllister feces 1 tube	AA -
800424	Blister feces 2 tubes	AA -
800425	Blisterpackung Topf 15 ml	AA -
800426	Blister Blutentnahme 1 Röhrchen	AA -
800427	Blister Blutentnahme 2 Röhrchen	AA -
800428	Blister Blutentnahme 3 Röhrchen	AA -
800429	Blister Blutentnahme 6 Röhrchen	AA -
800430	Blister für 1 Wattepad	AA -
800431	Blister für 2 Wattepads	AA -
800432	Multi-Wattepad-Blister und Petrischale	AA -
800433	Blisterpackung mit mehreren Röhrchen	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com