
Transportkits UN3373 und UN 2814



- Transportbox mit Klappe
- Schwarzer Standard-Siebdruck UN 2814 oder UN 3373
- Topf mit Sicherheitsverschluss
- Individueller Druck auf Anfrage



Art. Nr.	Typ	Außenmaße (L x B x H) (mm)	Eigenschaften Topf und Schachtel	Beutel 95KPa Typ A5	Minigrip-Beutel	Absorptionsmittel 150 ml	Luftpolsterfolie 30 x 40 cm	3-Schaumblock-Set : 1 zylindrischer Schaumstoffblock für 2 Röhrchen + 2 Schaumstoffunterlegscheiben	Schaumstoffröhrenhalter 14 Löcher	Konformität	CHF
800000	650ml Standard UN 3373	100 x 100 x 200	Topf 650 ml (Ø x H : 75 x 150 mm), Sicherheitsverschluss, Aluminisierte Wärmeschutzbox	X	X	X	X	-	-	ADR/IATA P 620 & P 650 (UN 3373 - UN 2814 -UN 2900) für den Transport von biologischen Stoffen der Kategorie A & B UN 918 208 Nr	**AA -**
800011	650ml Standard UN 2814			X	X	X	X	-	-		**AA -**
800012	1000 ml UN 3373	135 x 135 x 190	Schraubtopf 1000 ml, (Ø x H : 110 x 150 mm), IBE / BVI 95 KPa zertifiziert, Gehäuse mit Verriegelungslasche UN 3373 + 2 Pfeile, Wird montiert geliefert	-	-	-	-	X	X	ADR/IATA P 620 / UN 3373 für den Transport von biologischen Stoffen der Kategorie B	**AA -**
800008				-	-	X	X	-	-		**AA -**
800006	1250 ml Standard UN 2814	123 x 123 x 196	Topf mit Schraubverschluss, 1250 ml (Ø x H : 100 x 160), wasserdichter Deckel	X	X	X	X	-	-	ADR/IATA P 620 & P 650 (UN 3373 - UN 2814 -UN 2900) für den Transport von biologischen Stoffen der Kategorie A & B UN 991 837	**AA -**
800009				-	-	-	X	-	X		**AA -**
800004A				-	-	-	X	X	-		**AA -**
800010	1250 ml Standard UN 3373			X	X	X	X	-	-		**AA -**
800013				-	-	-	X	-	X		**AA -**
800007				-	-	-	X	X	-		**AA -**
800005	2000 ml Standard UN 3373	165 x 160 x 217	Topf Ø x H : 120 x 184, REF-Kalibrierung	X	-	x 2	X	-	-	ADR/IATA P 650 (UN 3373 - UN 2900) für den Transport von biologischen Stoffen der Kategorie B	**AA -**

Siehe auch: Kälte-Sets für den Transport „Cryopack-Module“, polair Pack und Art. Nr. 910612-910613-910610, Seite 834

Einzelne autoklavierbare Beutel



PP „Biologische Gefahr“ Druck

Empfehlung :
um dem Autoklavieren standzuhalten, dürfen die Beutel nicht luftdicht verschlossen sein.

Art. Nr.	H x L (mm)	Volumen (l)	Bedruckte Beutel	VE	CHF/ VE
140230	400 x 255	3	Nein	500	**AA -**
999740	400 x 255	3	Ja	500	**AA -**
999741	500 x 300	9	Ja	500	**AA -**
999742	600 x 400	14	Ja	500	**AA -**
140233	780 x 400	21	Nein	500	**AA -**
999743	780 x 400	21	Ja	500	**AA -**
140234	780 x 600	33	Nein	500	**AA -**
999744	780 x 600	33	Ja	500	**AA -**



PP unbedruckt

- Zum Autoklavieren von Petrischalen, Röhrchen, Gläsern oder anderen kontaminierten Produkten
- Unbedruckte Beutel: aus durchscheinendem PP
- Bedruckte Beutel mit grafischem Symbol "Biologische Gefahr": aus durchsichtigem PP
- Beständig bis 121 °C
- Dicke 40 µm
- Kapazität: 3 bis 33 Liter