Rote Autoklav-Beutel

- Beutel für Autoklaven mit Biohazard-Symbol und -Aufschrift
- Integrierter Sterilisationsindikator
- HDPE-Beutel autoklavierbar bis 121 °C, Polypropylen-Beutel autoklavierbar bis 135 °C



		Beutel Stärke 30 µm aus HDPE		Beutel mit einer Dicke von 50 µm aus Polypropylen	
B x H (cm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
36 x 48	200	045890	AA -	085001	AA -
48 x 58	200	045891	AA -	085002	AA -
64 x 89	200	045892	AA -	085003	AA -
79 x 97	200	045893	AA -	085004	AA -
97 x 122	100	045894	AA -	085005	AA -

Rote Autoklavenbeutel mit Sterilitätsindikator

- Aus Polyethylen, Farbe Rot
- Weißer Sterilitätsindikator, der sich beim Autoklavieren schwarz verfärbt
- Aufdruck des "Biohazard"-Symbols und Sicherheitstext in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Autoklavierbar bei 121°C



Art. Nr.	Maße B x H (mm)	Volumen (L)	Dicke (µm)	VE	VE/ Box	CHF/ Box
851012	210 x 290	1,5	20	100	1000	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
851013	Tischständer + 100 Beutel	AA -

Autoklavenbeutel Biohazard

Autoklav-Beutel Biohazard rot

- Aus rotem Polypropylen
- Symbol und Hinweis Biohazard
- Sterilisationsindikator
- Autoklavierbar bei 134°C



Art. Nr.	L x B (cm)	Volumen (L)	Dicke (µm)	VE	CHF/ VE
851030	40 x 78	38	50	500	AA -
851031	60 x 80	60	50	500	AA -

Autoklav-Beutel Biohazard gelb

- Aus gelbem Polyethylen
- Symbol und Aufschrift Biohazard
- Sehr widerstandsfähig mit einer breiten Naht am Boden
- Sterilisationsindikator
- Autoklavierbar bei 121°C



Art. Nr.	L x B (cm)	Volumen (L)	Dicke (µm)	VE	CHF/ VE
851032	30 x 50	8	50	500	AA -
851033	60 x 80	60	50	500	AA -

Autoklavierbare Biohazard-Beutel

- Polypropylen-Beutel
- Dicke 50 µm
- Symbol und Aufschrift Biohazard
- Sterilisationsindikator
- Autoklavierbar bei 134°C



Art. Nr.	L x B (cm)	Volumen (l)	VE	CHF/ VE
851026	30 x 50	8	100	AA -
750228	30 x 50	8	500	AA -
851027	40 x 78	38	100	AA -
750229	40 x 78	38	500	AA -
851028	60 x 80	60	100	AA -
750230	60 x 80	60	500	AA -
851029	70 x 110	110	75	AA -
750231	70 x 110	110	350	AA -

Beutel für Autoklaven

- Beutel für Hochtemperatur-Autoklaven
- Aus dickem Polypropylen
- Einsetzbar bis zu + 139 °C



Art. Nr.	Bezeichnung	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
440259	Beutel für Hochtemperatur-Autoklaven	310 x 660	200	AA -
440260	Beutel für Hochtemperatur-Autoklaven	415 x 660	200	AA -
440261	Beutel für Hochtemperatur-Autoklaven	610 x 810	200	AA -
440262	Klebeband Sterilisationsindikator	19	48	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com