Beutel mit „Biohazard“ Aufdruck mit Kordel zum Verschließen

- Transparentes Polyethylen
- Dicke 125 µm
- Gelb-schwarze Markierung, bedruckt mit dem Biohazard-Logo
- Mit doppeltem Kordelzug

Art. Nr.	Für Boxen	(L x B x H) (mm)	VE	CHF/ VE
041125	53 l	490 x 270 x 400	25	AA -



Gelber Abfallbeutel mit Klebeverschluss



- Müllsack aus Polyethylen
- Gelbe Farbe
- Selbstklebender Verschluss mit Klappe
- H x L : 425 x 267 mm
- Dicke 20 µm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 200
074000	Gelber Abfallbeutel mit Klebeverschluss	AA -

Radioaktivität Abfallsäcke



Abfallbeutel aus Polyethylen, die mit dem Piktogramm "Radioaktivität" und der Aufschrift "Achtung radioaktives Material" gekennzeichnet sind. Für radioaktiven Abfall bestimmt. Es wird empfohlen, sie in einem Acrylbehälter zu verwenden, der vor Betastrahlung schützt.
Dicke 500 Gauge.

Art. Nr.	B x H (mm)	VE	CHF/ VE
041022	455 x 760	50	AA -

Beutel für Autoklaven

Beutel für Autoklaven

Autoklavierbare Beutel aus Polypropylen für Temperaturen bis 134 °C und aus Polyamid für Temperaturen bis 160 °C. Die Dicke dieser Beutel beträgt 50 Mikron.

Art. Nr.	Material	B x H (mm)	Dicke (µm)	Volumen (l)	VE	CHF/ VE
643201	PP	300 x 500	50	10	500	AA -
644201	PP	400 x 780	50	30	500	AA -
645201	PP	500 x 780	50	45	500	AA -
646201	PP	600 x 780	50	65	500	AA -
030119	PP	600 x 800	50	65	100	AA -
649201	PP	700 x 1100	50	130	350	AA -
030121	PP	700 x 1100	50	130	75	AA -
643401	PA	300 x 500	50	10	500	AA -
644401	PA	400 x 780	50	30	500	AA -
646401	PA	600 x 780	50	65	300	AA -
649401	PA	700 x 1100	50	130	200	AA -



Ständer - Höhe 30 cm - für Beutel Art. Nr. 643201

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
851034	Halterung für Beutel 300 x 500 mm	AA -

Kostengünstige Autoklav-Beutel

Autoklavierbare Beutel aus Polypropylen. Sie ermöglichen eine 30-minütige Autoklavierung bei 121 °C.
Die Beutel 030118 sind in einer praktischen und sauberen Spenderbox verpackt.

Art. Nr.	Material	B x H (mm)	Dicke (µm)	Volumen (l)	VE	CHF/ VE
030118*	PP	200 x 300	50	2	100	AA -
140236	PP	305 x 660	40	15	500	AA -
037989	PP	310 x 660	50	15	50	AA -
140235	PP	420 x 600	40	25	500	AA -
037487	PP	415 x 600	50	25	50	AA -
140233	PP	400 x 780	40	21	500	AA -
140234	PP	600 x 780	40	33	500	AA -
037991	PP	610 x 810	50	34	50	AA -

PP: Polypropylen * In Spenderboxen



Kostengünstige Beutel

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com