Biohazard-Abfallsäcke für biologischen Abfall



- Aus dickem gelben Polyethylen
- Sauber und praktisch (in einer Spenderbox)
- Beidseitiger Aufdruck : "Danger of infection" und Biohazard-Piktogramm

Art. Nr.	(B x H) (mm)	Dicke	VE	CHF/ VE
Abfallsäcke Standardverschluss				
041001	255 x 355	500 Gauge	50	AA -
041024	455 x 760	500 Gauge	50	AA -
Abfallbeutel mit Selbstklebeverschluss				
041006	300 x 450	250 Gauge	200	AA -

DASRI-Abfallbeutel



- Aus Polyethylen Flexitène® gelb
- Mit der Aufschrift "Weiche infektiöse Abfälle aus Pflegetätigkeiten"
- Ungeeignet für perforierenden Abfall
- Entspricht der Norm NF X30-501

Art. Nr.	Volumen (L)	Maße B x H (mm)	Dicke (µm)	VE	CHF/ VE
952000	15	400 x 350	19	500	AA -
952002	30	500 x 650	21	500	AA -
952003	50	680 x 750	24	500	AA -
952004	100	820 x 900	25	250	AA -
952005	110	700 x 1050	28	250	AA -

Bedruckte Beutel für Autoklaven



- Hergestellt aus Polypropylen
- Dicke 50 µm
- Verwendbar bis 134 °C (3 Minuten)
- Aufdruck "Biohazard"

Art. Nr.	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
140225	305 x 660	200	AA -
140226	420 x 600	200	AA -
140227	600 x 780	200	AA -

Autoklavierbare Beutel sehr dick



- Polypropylen, Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Dicke 100 µm

Art. Nr.	Format (mm)	VE	CHF/ VE
030116	600 x 800	125	AA -
030129	700 x 1100	75	AA -